

Сушилка для пробирок Stegler 0362B

Сантехнические принадлежности для лабораторий



Ваша цена

Розница
5 443 руб.

Оптовая цена
5 225 руб.



В наличии

С учетом НДС 22 %

- Количество посадочных гнёзд: 27

Описание

Сушилка для пробирок Stegler 0362B

Универсальная лабораторная сушилка Stegler 0362B подходит для сушки пробирок и колб. Вмещает до 27 единиц посуды. Длина наконечников: 120 и 95 мм.

Выполнена из полипропилена, который устойчив к воздействию агрессивных химических растворителей, его легко мыть и можно чистить дезинфицирующими средствами.

Сушилку можно повесить на стену или поставить на стол.

Характеристики

Параметр:	Показатель:
Бренд	Stegler
Страна бренда	Китай
Тип	сушилка для посуды
Количество посадочных гнёзд	27
Габариты, мм	400×550×110
Страна производства	Китай

Дисклеймер:

Уважаемые покупатели, производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления продавца, поэтому размещённые на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными.

Характеристики и внешний вид товара иногда могут отличаться от опубликованных. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.