

Сушилка для пробирок Stegler 5304ALG

Сантехнические принадлежности для лабораторий



Ваша цена

Розница
8 417 руб.

Оптовая цена
8 081 руб.



В наличии

С учетом НДС 22 %

- Количество посадочных гнёзд: 72

Описание

Сушилка для пробирок Stegler 5304ALG

Универсальная лабораторная сушилка Stegler 5304ALG подходит для сушки пробирок и колб. Вмещает до 72 единиц посуды. Оборудована двумя видами штырей: на верхних рядах диаметром 5,6 мм, в средних и нижних рядах — 15, 3 мм.

Выполнена из полипропилена, который устойчив к воздействию агрессивных химических растворителей, его легко мыть и можно чистить дезинфицирующими средствами.

Сушилку можно повесить на стену или поставить на стол.

Характеристики

Параметр:	Показатель:
Бренд	Stegler
Страна бренда	Китай
Тип	сушилка для посуды
Количество посадочных гнёзд	72
Габариты, мм	450×630×110

Дисклеймер:

Уважаемые покупатели, производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления продавца, поэтому размещённые на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными.

Характеристики и внешний вид товара иногда могут отличаться от опубликованных. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.