

## Таблетница КРОНТ

Контейнеры и органайзеры



**Ваша цена**

Розница

**235 руб.**

Оптовая цена

**226 руб.**



Под заказ

С учетом НДС 22 %

## Описание

### Таблетница КРОНТ

Таблетница КРОНТ — компактный пенал для лекарственных препаратов, состоящий из четырёх отделений с информационным окном. Каждое отделение имеет крышку с рельефной маркировкой УТРО, ДЕНЬ, ВЕЧЕР, НОЧЬ. Для слабовидящих обозначения выполнены рельефно-точечным шрифтом азбуки Брайля. Крышки фиксируются в открытом и закрытом положении для удобного раскладывания и хранения лекарств.

Предназначена для режимного приёма лекарственных препаратов и витаминов в форме таблеток, капсул и драже. Таблетница КРОНТ применяется для оснащения постов медицинской сестры в стационарах, санаториях, профилакториях и дошкольных учреждениях. Может использоваться совместно с подставкой «Кассетница КРОНТ» для хранения до 10 пеналов.

Корпус выполнен из ударопрочного, химически стойкого полимерного пластика, разрешённого для применения в медицинских и пищевых изделиях. Таблетница выдерживает автоклавирование при 121 °С и обработку всеми разрешёнными в РФ дезинфицирующими средствами. Информационное окно имеет изогнутую форму для удобного размещения таблички с фамилией пациента и извлечения пенала из подставки.

Таблетница КРОНТ обеспечивает оптимизацию работы медсестёр, контроль своевременного приёма лекарств пациентами, снижение вероятности ошибок, улучшение санитарно-эпидемиологического режима и повышение культуры работы.

### Особенности

- Четыре отделения с рельефной маркировкой УТРО, ДЕНЬ, ВЕЧЕР, НОЧЬ.
- Рельефно-точечная маркировка азбуки Брайля для слабовидящих.
- Фиксация крышек в открытом и закрытом положении.
- Информационное окно с возможностью фиксации таблички с фамилией пациента.
- Прозрачные крышки для визуального контроля лекарств.
- Ударопрочный и химически стойкий полимерный пластик.
- Возможность автоклавирования при 121 °С и обработки дезинфицирующими средствами.
- Совместимость с подставкой «Кассетница КРОНТ» для хранения до 10 пеналов.
- Обеспечивает контроль и своевременный приём лекарств пациентами.

### Технические характеристики

| Характеристика                 | Значение         |
|--------------------------------|------------------|
| Цвет                           | Голубой          |
| Габаритные размеры (Д × Ш × В) | 105 × 70 × 18 мм |
| Масса                          | 50 г             |
| Срок службы                    | 3 года           |

## Преимущества

Таблетницы КРОНТ предлагают множество преимуществ, которые делают их незаменимым инструментом для организации приёма лекарственных препаратов и витаминов в медицинских учреждениях и домашних условиях:

- Четыре отделения с рельефной маркировкой УТРО, ДЕНЬ, ВЕЧЕР, НОЧЬ — обеспечивают удобное распределение лекарств в течение дня.
- Рельефно-точечная маркировка азбуки Брайля — позволяет использовать планшет для слабовидящих пациентов.
- Фиксация крышек в открытом и закрытом положении — предотвращает случайное открытие и обеспечивает удобство раскладывания.
- Прозрачные крышки — позволяют визуально контролировать наличие и правильность расположения лекарств.
- Информационное окно с возможностью фиксации таблички с фамилией пациента — облегчает идентификацию и организацию приёма лекарств.
- Ударопрочный и химически стойкий полимерный пластик — долговечность и совместимость с дезинфицирующими средствами.
- Выдерживает автокламирование при 121 °С — обеспечивает стерильность и безопасное использование.
- Совместимость с подставкой «Кассетница КРОНТ» — возможность хранения до 10 пеналов, оптимизация работы медсестёр.
- Компактные габариты и лёгкий вес — удобство транспортировки и размещения на рабочем месте.
- Повышение санитарно-эпидемиологического режима и снижение вероятности ошибок при раздаче лекарств — улучшение контроля за пациентами.

Являются эффективным решением для организации безопасного и удобного приёма лекарств, оптимизации работы медицинского персонала и обеспечения контроля за пациентами в клинической практике и домашних условиях.

## Характеристики

| Параметр:                  | Показатель:   |
|----------------------------|---------------|
| <b>Бренд</b>               | КРОНТ         |
| <b>Страна бренда</b>       | Россия        |
| <b>Габариты, мм</b>        | 105 × 70 × 18 |
| <b>Вес, кг</b>             | 0.05          |
| <b>Страна производства</b> | Россия        |

### Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.