

Тележка для перевозки больных ДЗМО ТБС-01

Тележки для перевозки больных

Ваша цена

Розница
47 265 руб.

Оптовая цена
42 394 руб.



Под заказ

Области применения:

- Здравоохранение



НДС не облагается

Описание

Тележка для перевозки больных ДЗМО ТБС-01

Тележка для перевозки больных ДЗМО ТБС-01 предназначена для безопасной и удобной транспортировки пациентов внутри медицинских учреждений. Модель применяется в приёмных отделениях, стационарах, диагностических и лечебных подразделениях больниц, клиник и медицинских центров.

Конструкция тележки обеспечивает комфортное перемещение пациента при проведении диагностических исследований и транспортировке внутри стационара. Тележка состоит из подвижного основания и съёмных носилок. Каркас выполнен из стального профиля с нанесением экологически чистого полимерно-порошкового покрытия, устойчивого к регулярной обработке дезинфицирующими средствами.

Съёмные носилки оснащены эргономичными ручками и опорными ножками с резиновыми наконечниками, что облегчает переноску и установку на пол. Двухсекционное ложе выполнено из стального листа и имеет вогнутую форму, предотвращающую случайное смещение пациента. Регулировка угла наклона подголовника осуществляется с помощью закусывающего устройства.

Тележка оснащается четырьмя колёсами, два из которых оборудованы тормозами для надёжной фиксации при остановке. Разборная конструкция упрощает транспортировку и хранение изделия. Возможна установка колёс диаметром 150 мм или 200 мм.

Особенности

- Подвижное основание и съёмные носилки.
- Прочная стальная конструкция.
- Полимерно-порошковое покрытие, устойчивое к дезинфицирующим средствам.
- Съёмные носилки с 4 эргономичными ручками.
- 4 опорные ножки с резиновыми наконечниками.
- Двухсекционное ложе носилок.
- Вогнутая форма ложа для дополнительной безопасности пациента.
- Регулируемый угол наклона подголовника.
- Механизм регулировки подголовника с закусывающим устройством.
- 4 угловых роликовых бампера для защиты от ударов.
- 4 колеса для удобного перемещения тележки.
- 2 колеса с жёсткими тормозами.
- Возможность установки колёс диаметром 150 мм или 200 мм.
- Разборная конструкция для удобства транспортировки и хранения.

Комплект поставки

- Каркас тележки.
- Съёмные носилки.
- Колёса – 4 шт.
- Регистрационное удостоверение.

Технические характеристики

Характеристика	Значение
----------------	----------

Длина	2 100 мм	
Ширина	608 мм	
Высота на колёсах 150 мм	800 мм	
Высота на колёсах 200 мм	860 мм	
Угол наклона подголовника	от 0° до 45°	
Диаметр колёс	150 мм или 200 мм	
Количество колёс	4	
Количество колёс с тормозом	2	
Допускаемая нагрузка	160 кг	
Конструкция	Разборная	
Материал каркаса	Стальной профиль	
Покрытие	Полимерно-порошковое	
Регистрационное удостоверение	ФСР 2009/06389 от 12.11.2015	

Преимущества

- Прочная стальная конструкция обеспечивает долговечность и надёжность эксплуатации.
- Полимерно-порошковое покрытие устойчиво к регулярной санитарной обработке и дезинфицирующим средствам.
- Подвижное основание и съёмные носилки повышают удобство транспортировки пациентов.
- Съёмные носилки оснащены 4 эргономичными ручками для удобного перемещения.
- 4 опорные ножки с резиновыми наконечниками обеспечивают устойчивость носилок при установке на пол.
- Вогнутая форма лежа способствует безопасному размещению пациента во время транспортировки.
- Двухсекционное ложе позволяет изменять положение подголовника.
- Регулировка угла наклона подголовника осуществляется с помощью надёжного закусывающего механизма.
- 4 угловых роликовых бампера защищают конструкцию от повреждений при столкновении со стенами и оборудованием.
- Тележка оснащена 4 колёсами для плавного и манёвренного перемещения.
- 2 колеса с тормозами обеспечивают устойчивую фиксацию тележки при остановке.
- Возможна установка колёс диаметром 150 мм или 200 мм в зависимости от условий эксплуатации.
- Разборная конструкция облегчает транспортировку и хранение изделия.
- Допускаемая нагрузка до 160 кг позволяет использовать тележку для транспортировки различных категорий пациентов.
- Конструкция адаптирована для эксплуатации в условиях стационаров, приёмных отделений и диагностических кабинетов.

Характеристики

Параметр:	Показатель:
Бренд	ДЗМО
Страна бренда	Россия
Отрасли	Здравоохранение
Ссылка на документы	https://tech.nv-lab.ru/links/RU-00010039990.pdf
Вес, кг	30
Вес в упаковке, кг	32
Страна производства	Россия

Дисклеймер:

Уважаемые покупатели, производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления продавца, поэтому размещённые на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными.

Характеристики и внешний вид товара иногда могут отличаться от опубликованных. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.