

Тележка для размещения контейнеров КРОНТ ТК-01

Тележки внутрикорпусные



Ваша цена

Розница **Оптовая цена 10 976 руб. 10 570 руб.**



Под заказ

Области применения:

• Здравоохранение

НДС не облагается

Наличие регистрационного удостоверения

Array

Описание

Тележка для размещения контейнеров KPOHT TK-01

Тележка КРОНТ ТК-01 предназначена для компактного размещения контейнеров для стерилизации КДС КРОНТ, включая два контейнера КДС-3 объёмом 3 л и два контейнера КДС-5 объёмом 5 л. Она применяется в операционных, перевязочных и процедурных кабинетах для предстерилизационной очистки, химической дезинфекции и стерилизации медицинских инструментов и предметов непосредственно в местах их использования.

Размещение контейнеров один над другим минимизирует занимаемый объём и обеспечивает удобный доступ к каждому контейнеру. Конструкция тележки выполнена из стальной трубы круглого сечения с порошковым покрытием, оснащена четырьмя кронштейнами для контейнеров из прутка нержавеющей стали

В 6 мм, четырьмя пластиковыми амортизирующими отражателями и поворотными колёсными опорами

50 мм с резиновым ободом и тормозом.

Тележка позволяет безопасно и быстро устанавливать контейнеры на нужное место, снижая физическую нагрузку на медицинский персонал. Обработка контейнеров возможна любыми разрешёнными дезинфицирующими средствами.

Особенности

- Размещение до двух контейнеров КДС-3 и двух контейнеров КДС-5 одновременно.
- Компактность и оптимизация занимаемого объёма.
- Удобный доступ к каждому контейнеру.
- Конструкция из стальной трубы с порошковым покрытием.
- Кронштейны из нержавеющей стали 🛮 6 мм.
- Четыре пластиковых амортизирующих отражателя.
- Поворотные колёсные опоры 🛮 50 мм с резиновым ободом и тормозом.
- Возможность обработки любыми разрешёнными дезинфицирующими средствами.
- Снижает физическую нагрузку персонала при перемещении контейнеров.

Технические характеристики

Характеристика	Значение		
Нагрузка, кг, не более	30		
Диаметр колёс, мм	50		
Срок службы, лет	5		
Рабочий объём контейнеров КДС-3, л		3 ± 0,4	
Рабочий объём контейнеров КДС-5, л		5 ± 1	
Максимальная температура автоклавирования контейнеров 13			134 °C
Материал контейнеро	в Ударопрочн	—— ный химически стойкий	і полимер



Преимущества

Тележки КРОНТ ТК-01 предлагают множество преимуществ, которые делают их незаменимыми для удобного и безопасного размещения контейнеров КДС КРОНТ в медицинских учреждениях:

- Компактность и эргономика минимизируют занимаемый объём и обеспечивают удобный доступ к каждому контейнеру.
- Прочность конструкции выполнены из стальной трубы с порошковым покрытием, обеспечивая долговечность и надёжность.
- Удобные кронштейны для контейнеров изготовлены из нержавеющей стали №6 мм для надёжной фиксации.
- Колёсные опоры с тормозом обеспечивают лёгкое перемещение и устойчивость тележки в процессе эксплуатации.
- Амортизирующие элементы снижают риск повреждения контейнеров при перемещении и транспортировке.
- Универсальность позволяет размещать два контейнера КДС-3 объёмом 3 л и два контейнера КДС-5 объёмом 5 л одновременно.
- Безопасность и гигиена совместимы с любыми разрешёнными дезинфицирующими средствами, обеспечивая санитарные нормы при работе с медицинскими изделиями.
- Снижение физической нагрузки персонала легко устанавливаются и перемещаются даже при полной загрузке контейнеров.
- Долговечность эксплуатации срок службы тележки составляет 5 лет, контейнеров 3 года.

Тележки KPOHT TK-01 являются эффективным и удобным решением для организации предстерилизационной очистки, химической дезинфекции и стерилизации медицинских инструментов непосредственно в местах их использования, обеспечивая безопасность, эргономику и надежность работы медицинского персонала.

Характеристики

Параметр:	Показатель:
Бренд	КРОНТ
Страна бренда	Россия
Отрасли	Для отделения стерилизации
Габариты, мм	650 × 400 × 1 075
Вес, кг	6
Габариты в упаковке, мм	935 × 330 × 60
Страна производства	Россия

Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.