

Тележка KERNEL для компьютера

Кольпоскопы



Наличие регистрационного удостоверения

KERNEL 1011 115™

Под заказ

Области применения:

- Здравоохранение

Описание

Тележка KERNEL для компьютера

Тележка KERNEL предназначена для размещения компьютера и принтера рядом с видеокольпоскопом. Позволяет легко перемещать компьютер по кабинету.

Характеристики

Параметр:

Показатель:

Бренд

Kernel

Страна бренда

Китай

Отрасли

Здравоохранение

Страна производства

Китай

Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.