

Тележка KERNEL для компьютера

Кольпоскопы



Ваша цена

Розница
37 451 руб.

Оптовая цена
36 381 руб.

KERNEL 101 115™

В наличии

Области применения:

- Здравоохранение

С учетом НДС 20 %

Наличие регистрационного удостоверения

Описание

Тележка KERNEL для компьютера

Тележка KERNEL предназначена для размещения компьютера и принтера рядом с видеокольпоскопом. Позволяет легко перемещать компьютер по кабинету.

Характеристики

Параметр:	Показатель:
Бренд	Kernel
Страна бренда	Китай
Отрасли	Здравоохранение
Страна производства	Китай

Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.