

## Термогигрометр Testo 608-H1

Гигрометры



### Ваша цена

Розница  
**6 521 руб.**

Оптовая цена  
**6 413 руб.**



Под заказ

С учетом НДС 22 %

- Измеряет: температуру, влажность
- Особенности: определяет температуру точки росы
- Диапазон измерения, °C: 0...+50
- Диапазон измерения, % ОВ: 10...95

## Описание

### Термогигрометр Testo 608-H1

Гигрометр Testo 608-H1 осуществляет непрерывное измерение влажности, температуры и температуры точки росы. Большой дисплей позволяет считывать данные измерений даже на расстоянии. Высокая стабильность сенсоров обеспечивает долгосрочную надёжность результатов измерений. Конденсат не влияет на сенсор влажности.

Внесён в Государственный реестр средств измерений под [№8470;53505-13](#). Срок свидетельства: 27.04.2023.

Гигрометр можно повесить на стену или поставить на стол.

Работает от батарейки типа Крона (9 В, 6F22), батарейка входит в комплект. Одной батарейки хватает примерно на один год работы.

## Характеристики

Параметр:	Показатель:
Бренд	Testo
Страна бренда	Германия
Ссылка на документы	<a href="https://tech.nv-lab.ru/links/SI-00000032764.pdf">https://tech.nv-lab.ru/links/SI-00000032764.pdf</a> , <a href="https://tech.nv-lab.ru/links/UM-00000032764.pdf">https://tech.nv-lab.ru/links/UM-00000032764.pdf</a>
Измеряет	температуру, влажность
Особенности	определяет температуру точки росы
Диапазон измерения, °C	0...+50
Погрешность, °C	±0,5 °C (при +25 °C)

Разрешение, °С	0,1
Диапазон измерения, % ОВ	10...95
Погрешность, % ОВ	±3
Разрешение, % ОВ	0,1
Габариты, мм	111×90×40
Вес, кг	0.168
Страна производства	Китай

### **Дисклеймер:**

Уважаемые покупатели, производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления продавца, поэтому размещённые на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными.

Характеристики и внешний вид товара иногда могут отличаться от опубликованных. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.