

Термогигрометр Testo 610

Гигрометры



- Измеряет: температуру, влажность
- Особенности: определяет температуру смоченного термометра, определяет температуру точки росы
- Диапазон измерения, °C: -10...+50
- Диапазон измерения, % ОВ: 0...100



Под заказ

Описание

Термогигрометр Testo 610

Термогигрометр Testo 610 предназначен для специализированных измерений: он измеряет температуру и влажность и рассчитывает температуру точки росы и смоченного термометра.

Запатентованный сенсор влажности Testo обеспечивает надёжность результатов измерений. Погрешность $\pm 2,5$ % ОВ подтверждена протоколом калибровки, который входит в комплект поставки.

Внесён в Государственный реестр средств измерений.

Работает от 2 батареек AAA, батарейки входят в комплект. Одного набора хватает примерно на 200 часов работы.

Характеристики

Параметр:	Показатель:
Бренд	Testo
Страна бренда	Германия
Ссылка на документы	https://tech.nv-lab.ru/links/SI-00010019253.pdf
Измеряет	температуру, влажность
Особенности	определяет температуру смоченного термометра, определяет температуру точки росы
Диапазон измерения, °C	-10...+50
Погрешность, °C	0,5
Разрешение, °C	0,1
Диапазон измерения, % ОВ	0...100

Погрешность, % ОВ	±2,5
Разрешение, % ОВ	0,1
Габариты, мм	119×46×25
Вес, кг	0.09
Страна производства	Китай

Дисклеймер:

Уважаемые покупатели, производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления продавца, поэтому размещённые на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными.

Характеристики и внешний вид товара иногда могут отличаться от опубликованных. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.