

Термогигрометр Testo 622

Гигрометры



Ваша цена

Розница
24 224 руб.

Оптовая цена
23 013 руб.



В наличии

С учетом НДС 22 %

- Измеряет: температуру, влажность, давление
- Диапазон измерения, °C: -10...+60
- Диапазон измерения, % ОВ: 0...100

Описание

Термогигрометр Testo 622

Прибор точного измерения температуры, влажности и абсолютного давления Testo 622 позволяет узнать все важные данные об окружающей среде с одного взгляда.

Внесён в Государственный реестр средств измерений под [№8470;53505-13](#). Срок свидетельства: 27.04.2023.

Работает от 4 батареек АА, батарейки входят в комплект. Одного набора хватает примерно на один год работы.

- Точное измерение температуры, влажности и абсолютного давления.
- Все важные данные на виду: текущие измеренные значения, дата и время.
- Настраиваемая функция напоминания о калибровке.

Характеристики

Параметр:	Показатель:
Бренд	Testo
Страна бренда	Германия
Ссылка на документы	https://tech.nv-lab.ru/links/SI-00000029904.pdf , https://tech.nv-lab.ru/links/UM-00000029904.pdf
Измеряет	температуру, влажность, давление
Диапазон измерения, °C	-10...+60
Погрешность, °C	0,4
Разрешение, °C	0,1

Диапазон измерения абс. давления, мбар	300...1200
Погрешность измерения абс. давления, мбар	±3
Разрешение измерения абс. давления, мбар	0,1
Диапазон измерения, % ОВ	0...100
Погрешность, % ОВ	±2 % ОВ + 1 деление при 25 °С (10 ... +90 % ОВ); ±3 % ОВ в ост. диапазоне
Разрешение, % ОВ	0,1
Габариты, мм	185×105×36
Вес, кг	0.24
Страна производства	Китай

Дисклеймер:

Уважаемые покупатели, производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления продавца, поэтому размещённые на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными.

Характеристики и внешний вид товара иногда могут отличаться от опубликованных. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.