

## Термостат СКТБ СПУ TCO-200 с охлаждением

Термостаты-инкубаторы

Арт. 1006



### Ваша цена

Розница

**299 161 руб.**

Оптовая цена

**293 961 руб.**



Под заказ

С учетом НДС 20 %

- Дополнительный функционал: есть система охлаждения
- Объем рабочей камеры, л: 200
- Диапазон температур, °C: +5...+60

Наличие регистрационного удостоверения

## Описание

### Термостат СКТБ TCO-200 СПУ с охлаждением

Термостат применяется для проведения бактериологических и серологических исследований, обеспечивая:

- Температуру в камере от 5 °C независимо от температуры окружающей среды.
- Равномерное распределение температуры в рабочей камере за счет принудительной циркуляции воздуха.
- Установку и регулирование температуры от 5 до 60.
- Автоматический контроль температуры в рабочей камере.
- Цифровую индикацию текущей и установленной температуры.
- Поддержание в рабочей камере заданной температуры при кратковременных отключениях электропитания.
- Визуальный контроль процесса за счет стеклянной двери.

## Преимущества

### Преимущества TCO-200 СПУ с охлаждением

Термостат отличается:

- Малым энергопотреблением.
- Малым весом.
- Звуковой и визуальной сигнализацией превышения температуры.
- Простотой в эксплуатации.
- Высокой надёжностью в работе.

## Характеристики

Параметр:

Показатель:

|                                         |                         |
|-----------------------------------------|-------------------------|
| Артикул                                 | 1006                    |
| Бренд                                   | Смоленское СКТБ СПУ     |
| Страна бренда                           | Россия                  |
| Дополнительный функционал               | есть система охлаждения |
| Объём рабочей камеры, л                 | 200                     |
| Размеры рабочей камеры, мм              | 465×676×646             |
| Диапазон температур, °C                 | +5...+60                |
| Отклонение температуры от заданной, ±°C | 1,5                     |
| Время нагрева, мин, не более            | 120                     |
| Габариты, мм                            | 755×880×1235            |
| Вес, кг                                 | 105                     |
| Электропитание, В                       | 220                     |
| Потребляемая мощность, Вт               | 1000                    |
| Страна производства                     | Россия                  |

#### Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.