

## Термостат СКТБ ТС-200 СПУ без охлаждения

Термостаты-инкубаторы    Арт. 1004



### Ваша цена

Розница  
**182 729 руб.**

Оптовая цена  
**179 552 руб.**



В наличии

### Области применения:

- Здравоохранение

С учетом НДС 20 %

- Дополнительный функционал: есть принудительная конвекция
- Объем рабочей камеры, л: 200
- Диапазон температур, °C: +25...+60

**Наличие регистрационного удостоверения**

## Описание

### Термостат СКТБ ТСО-200 СПУ без охлаждения

Термостат применяется для проведения бактериологических и серологических исследований, обеспечивая:

- равномерное распределение температуры в рабочей камере за счёт принудительной циркуляции воздуха;
- установку и регулирование температуры;
- автоматический контроль температуры в рабочей камере;
- цифровую индикацию текущей и установленной температуры;
- визуальный контроль процесса за счёт стеклянной двери;
- сохранение введённой информации при отключении электропитания.

## Преимущества

### Преимущества ТСО-200 СПУ без охлаждения

Термостат отличается:

- Малым энергопотреблением.
- Малым весом.
- Звуковой и визуальной сигнализацией превышения температуры.
- Простотой в эксплуатации.
- Высокой надёжностью в работе.

## Характеристики

Параметр:

Показатель:

Артикул

1004

Бренд	Смоленское СКТБ СПУ
Страна бренда	Россия
Отрасли	Здравохранение
Дополнительный функционал	есть принудительная конвекция
Объём рабочей камеры, л	200
Размеры рабочей камеры, мм	646×676×465
Диапазон температур, °С	+25...+60
Отклонение температуры от заданной, ±°С	1,5
Время нагрева, мин, не более	120
Габариты, мм	1235×880×755
Вес, кг	105
Электропитание, В	220
Потребляемая мощность, Вт	900
Страна производства	Россия

#### Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.