

## Тест Hygiene Aquasnap Total (для АТФ-люминометров EnSURE Touch, EnSURE, SystemSURE Plus)

АТФ-люминометры

### Ваша цена

Розница  
**29 952 руб.**

Оптовая цена  
**29 440 руб.**



Под заказ



С учетом НДС 22 %

## Описание

### АТФ-тест для жидкостей Hygiene Aquasnap Total

☒☒☒ AquaSnap Total измеряет как свободный АТФ в жидкостях, так и микробный АТФ. Индикаторный тест содержит детергент, который позволяет извлекать АТФ, образующий связь с веществами микробной или органической природы, а также внутриклеточный АТФ (внутри микробных клеток). ☒☒☒

☒☒☒ AquaSnap прост в использовании, отличается невысокой стоимостью и позволяет получить результаты в режиме реального времени. Имеет специальный ребристый наконечник, позволяющий получать пробы объемом ровно 100 мкл. Использование уникального жидкого стабильного реагента и простая конструкция тестов обеспечивают непревзойденную точность и воспроизводимость результатов измерений. ☒☒☒

☒☒☒ Тесты идеальны для мониторинга санитарной обработки систем очистки на месте (CIP), а также для промышленных систем очистки воды, например, градирен и закрытых систем. ☒☒☒

☒☒☒ Подходит для всех АТФ-люминометров Hygiene. Обычно используется в сочетании с тестом AquaSnap Free, который измеряет свободный АТФ, т.е. растворенный в жидкости (немикробиальный АТФ). Разница результатов данных тестов позволяет установить уровень бактериальной контаминации пробы.

☒☒☒ В упаковке 100 тестов. ☒☒☒

- Исключительная чувствительность: при использовании с люминометром **EnSURE** или **EnSURE Touch** тест определяет до 0,1 фмоль АТФ.
- Определение до 103 КОЕ.
- Простота использования.
- Результаты через 15 секунд.
- Запатентованная конструкция теста Snap-Valve позволяет получить точные результаты с минимальным отклонением.
- Уникальный жидкий стабильный реагент обеспечивает точность и воспроизводимость результатов.
- Реагент нечувствителен к колебаниям температуры и действию дезинфицирующих средств.
- Материал теста – 100% перерабатываемый пластик.
- Срок годности – 15 месяцев при низких температурах (2-8 °С) и 4 недели при комнатной температуре (21-25 °С).

## Характеристики

Параметр:	Показатель:
Бренд	Hygiene
Страна бренда	США

### **Дисклеймер:**

Уважаемые покупатели, производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления продавца, поэтому размещённые на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными.

Характеристики и внешний вид товара иногда могут отличаться от опубликованных. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.