

## Тест Hygiena Microsnap Coliform (для АТФ-люминометров EnSURE Touch, EnSURE)

АТФ-люминометры    Арт. MSCC100



Под заказ



### Описание

#### Тест Hygiena MicroSnap Coliform

MicroSnap Coliform — экспресс-тест для количественного и качественного определения колиформных бактерий.

В упаковке 100 тестов.

В индикаторном тесте используется биолюминогенная реакция: излучение света происходит в результате вступления в реакцию энзимов, характерных для колиформных бактерий, и особых активаторов роста. Затем интенсивность светового сигнала измеряется с помощью люминометра EnSure или EnSure Touch.

Результаты измерений можно получить за 8 часов или меньше (в зависимости от требуемого уровня чувствительности). Единичное присутствие бактерий определяется через 8 часов, т.е. можно получить результат в тот же рабочий день или смену.

- Количественные результаты (в КОЕ) через 6 часов.
- Определение наличия/отсутствия бактерий в пробе через 8 часов.
- Широкий диапазон определения КОЕ (100 – 10000 КОЕ).
- Подходит для пищевых проб и проб окружающей среды
- Результат легко интерпретировать.
- Стандартная для микробиологических исследований пробоподготовка.
- Не нужны дорогостоящие исследования в отдельной лаборатории.
- Срок годности — 12 месяцев при низких температурах (2-8 °С).

### Характеристики

Параметр:	Показатель:
Артикул	MSCC100
Бренд	Hygiena
Страна бренда	США

#### Дисклеймер:

Уважаемые покупатели, производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления продавца, поэтому размещённые на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными.

Характеристики и внешний вид товара иногда могут отличаться от опубликованных. Мы стараемся

поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.