

## Тест Hygiena Microsnap E. Coli (для АТФ-люминометров EnSURE Touch, EnSURE)

АТФ-люминометры    Арт. MSEC100



Под заказ



### Описание

#### Тест Hygiena MicroSnap E. coli

MicroSnap E. coli — это экспресс-тест, предназначенный для быстрого определения бактерий вида Escherichia coli.

В упаковке 100 тестов.

В индикаторном тесте используется биолюминогенная реакция: излучение света происходит в результате вступления в реакцию ферментов, характерных для бактерий E. coli, и особых активаторов роста. Затем интенсивность светового сигнала измеряется с помощью люминометра EnSure или EnSure Touch.

Результаты измерений можно получить за 8 часов или меньше (в зависимости от требуемого уровня чувствительности). Единичное присутствие бактерий определяется через 8 часов, т.е. можно получить результат в тот же рабочий день или смену.

- Количественные результаты (в КОЕ) через 6 часов.
- Определение наличия/отсутствия бактерий в пробе через 8 часов.
- Широкий диапазон определения КОЕ (100 – 10000 КОЕ).
- Подходит для пищевых проб и проб окружающей среду
- Результат легко интерпретировать.
- Стандартная для микробиологических исследований пробоподготовка.
- Не нужны дорогостоящие исследования в отдельной лаборатории.
- Срок годности — 12 месяцев при низких температурах (2-8 °C).

### Характеристики

| Параметр:     | Показатель: |
|---------------|-------------|
| Артикул       | MSEC100     |
| Бренд         | Hygiena     |
| Страна бренда | США         |

#### Дисклеймер:

Уважаемые покупатели, производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления продавца, поэтому размещённые на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными.

Характеристики и внешний вид товара иногда могут отличаться от опубликованных. Мы стараемся

поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.