

Тест Hygiena Microsnap Total Detection (для АТФ-люминометров EnSURE Touch, EnSURE)

АТФ-люминометры



Под заказ



Описание

Тест на общее количество жизнеспособных микроорганизмов Hygiena MicroSnap Total

MicroSnap Total — это экспресс-тест, определяющий общее количество жизнеспособных микроорганизмов в пробе всего за 7 часов.

В упаковке 100 тестов.

Принцип действия теста основан на биолуминогенной технологии, при которой присутствующие в пробе бактерии генерируют свечение. Затем это свечение измеряется с помощью люцинометра EnSure или EnSure Touch. Благодаря получению результатов теста MicroSnap в день проведения исследования, при необходимости Вы можете принять немедленные корректирующие меры.

Тест определяет наличие (или отсутствие) грамположительных и грамотрицательных аэробных и факультативно анаэробных бактерий.

- Результаты через 7 часов.
- Широкий диапазон определения КОЕ (100 – 10000 КОЕ) и минимальные трудозатраты на подготовку пробы к измерению.
- Подходит для пищевых проб и проб окружающей среды.
- Результат легко интерпретировать.
- Количественные результаты (в КОЕ).
- Результаты эквиваленты результатам других методов культивирования.
- Исключается необходимость проведения дорогостоящих исследований в отдельной лаборатории.
- Срок годности — 12 месяцев при низких температурах (2-8 °С).

Характеристики

Параметр:	Показатель:
Бренд	Hygiena
Страна бренда	США

Дисклеймер:

Уважаемые покупатели, производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления продавца, поэтому размещённые на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными.

Характеристики и внешний вид товара иногда могут отличаться от опубликованных. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения

её от производителей.