

Трёхкомпонентный стерильный одноразовый шприц 1 мл с иглой 27G

Стерильные шприцы



Ваша цена

Розница
3 руб.

Оптовая цена
3 руб.
~~3 руб.~~



В наличии

Области применения:

- Здравоохранение

С учетом НДС 10 %

Товар участвует в акциях:

- Распродажа

Описание

Стерильный одноразовый шприц AUGURI 1 мл с иглой 27G, трёхкомпонентный

Шприцы продаются только упаковкой по 100 штук.

Предназначены для выполнения внутривенной, внутримышечной, внутрисуставной или подкожной инъекции.

Конструкция: трёхдетальная (трёхкомпонентная). Игла, надетая на шприц, имеет трёхгранную лазерную заточку острия. Тип наконечника: луер-слип. Тип иглы: 27G×1/2 (0,40×13 мм).

Объём шприца: 1 мл. Шкала туберкулиновая, с ценой деления 0,025 мл.

Шприц сделан из полипропилена, апиrogenны и нетоксичны. Игла изготовлена из высококачественной медицинской нержавеющей стали и обработана силиконом. Все шприцы прошли газовую стерилизацию оксидом этилена и упакованы в индивидуальные блистеры.

Характеристики

Параметр:	Показатель:
Бренд	AUGURI
Страна бренда	Россия
Отрасли	Здравоохранение
Ссылка на документы	https://tech.nv-lab.ru/links/RU-00010024379.pdf

Дисклеймер:

Уважаемые покупатели, производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления продавца, поэтому размещённые на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными.

Характеристики и внешний вид товара иногда могут отличаться от опубликованных. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.