

## Трёхкомпонентный стерильный одноразовый шприц 2 мл с иглой 23G

Стерильные шприцы



### Ваша цена

Розница

**3 руб.**

~~3 руб.~~

Оптовая цена

**3 руб.**

~~3 руб.~~



В наличии

С учетом НДС 10 %

Товар участвует в акциях:

- Распродажа
- Новинка

Наличие регистрационного удостоверения

ФСЗ 2007/00511 от 25.10.2007

Области применения:

- Здравоохранение

## Описание

### Стерильный одноразовый шприц AUGURI 2 мл с иглой 23G, трёхкомпонентный

Шприцы продаются только упаковкой по 100 штук.

Предназначены для выполнения внутривенной, внутримышечной, внутрисуставной или подкожной инъекции.

Конструкция: трёхдетальная (трёхкомпонентная). Игла, надетая на шприц, имеет трёхгранную лазерную заточку острия. Канюля голубая. Тип наконечника: луер-слип. Тип иглы: 23G×1¼ (0,6×30 мм).

Объём шприца: 2 мл. Шкала туберкулиновая, с ценой деления 0,01 мл.

Шприц сделан из полипропилена, апиrogenны и нетоксичны. Игла изготовлена из высококачественной медицинской нержавеющей стали и обработана силиконом. Все шприцы прошли газовую стерилизацию оксидом этилена и упакованы в индивидуальные блистеры.

## Характеристики

Параметр:	Показатель:
Бренд	AUGURI
Страна бренда	Россия
Отрасли	Здравоохранение

### Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.