

Центрифуга ДНПП ЦЛУ-6-3

Медицинские центрифуги



- Тип центрифуги: с естественным охлаждением
- Размер центрифуги: настольная
- Макс. скорость вращения, об/мин: 6000
- Относительное центробежное ускорение (ОЦУ, RCF), g: 5836

Товар участвует в акциях:

- Популярное

Наличие регистрационного удостоверения

Array



Под заказ

Описание

Центрифуга ДНПП ЦЛУ-6-3

Центрифуга предназначена для разделения суспензий и крови с размерами частиц от 0,1 до 10 мкм на компоненты под действием центробежного поля ротора.

Регистрационное удостоверение Росздравнадзора №8470; ФСР 2008/02319.

Роторы

| Характеристики ротора Бакет Угловой Планшетный |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Кол-во стаканов, пробирок 4 36×10 мл 2×96 |
| Макс. объём, мл 3000 360 - |
| Макс. ОЦУ 2780 5836 1740 |
| Макс. частота вращения, об/мин 3500 6000 3500 |
| Кол-во контейнеров с кровью 4 - - |
| Угол наклона пробирок, град 0-9 35 0-90 |
| Особенности центрифуги |
| <ul style="list-style-type: none"> • Время разгона не более 3 мин. • Бесщеточный привод. • Высокое качество деления. • Десять программ торможения. • Низкий уровень шума и вибрации. • Измерение температуры камеры. • Память последней программы. |
| Принадлежности |
| <ul style="list-style-type: none"> • Адаптеры для пластикатных контейнеров. • Адаптеры для бутылей 250/500 мл. • Адаптеры для пробирок. • Адаптеры для детского плазмафереза в шприцах. • Адаптеры под пенициллиновые пузырьки. |

Характеристики

Параметр:

Показатель:

Бренд

Долгопрудненское научно-производственное

предприятие

| | |
|----------------------------------------------------|----------------------------|
| Страна бренда | Россия |
| Тип центрифуги | с естественным охлаждением |
| Размер центрифуги | настольная |
| Макс. скорость вращения, об/мин | 6000 |
| Относительное центробежное ускорение (ОЦУ, RCF), g | 5836 |
| Габариты, мм | 560×560×430 |
| Вес, кг | 51 |
| Электропитание, В | 220 |
| Потребляемая мощность, Вт | 800 |
| Страна производства | Россия |

Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.