

## Центрифуга Экохим ПЭ-6910

Медицинские центрифуги

Арт. 1.75.45.2010



### Ваша цена

Розница

**0 руб.**

Оптовая цена  
По запросу



Под заказ

С учетом НДС 20 %

- Тип центрифуги: с естественным охлаждением
- Размер центрифуги: настольная
- Макс. скорость вращения, об/мин: 4000
- Относительное центробежное ускорение (ОЦУ, RCF), g: 2325

**Наличие регистрационного удостоверения**

## Описание

### Центрифуга Экохим ПЭ-6910

Центрифуга лабораторная ПЭ-6910 предназначена для разделения неоднородных жидких систем на фракции различной плотности под действием центробежных сил.

#### Особенности ПЭ-6910

- Долговечный бесколлекторный двигатель, не требующий обслуживания.
- Корпус из высокопрочного пластика.
- Компактность, малый вес.
- Защита от дисбаланса ротора.
- Фиксатор крышки.
- Отключение при открытии крышки.
- Плавный набор скорости.
- Сохранение настроек скорости и времени при выключении питания.

## Характеристики

Параметр:	Показатель:
Артикул	1.75.45.2010
Бренд	ЭКРОСХИМ
Страна бренда	Россия
Тип центрифуги	с естественным охлаждением
Размер центрифуги	настольная
Макс. скорость вращения, об/мин	4000

**Относительное центробежное ускорение (ОЦУ,****RCF), g** 2325**Диапазон задания времени работы, мин** 1...99**Максимальный шум, дБ** 70**Габариты, мм** 280×315×260**Вес, кг** 8.5**Электропитание, В** 1350**Страна производства** Россия**Дисклеймер:**

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.