

## Центрифуга Liston C2201 с ротором CRA1215

Медицинские центрифуги

Арт. С 2201\_CRA 1215



- Тип центрифуги: с естественным охлаждением
- Размер центрифуги: настольная
- Макс. скорость вращения, об/мин: 3600
- Шаг задания частоты вращения, об/мин: 50
- Относительное центробежное ускорение (ОЦУ, RCF), g: 2415

РОЗДРОН

Под заказ

**Наличие регистрационного удостоверения**

Array

### Описание

#### Лабораторная центрифуга Liston C2201 с ротором CRA1215

Лабораторная медицинская настольная центрифуга Liston C 2201 является переносной, периодического действия, с частотой вращения от 500 об/мин до 3600 об/мин с шагом в 50 об/мин. Количество мест: 12.

Центрифуга предназначена для применения в практике клинической лабораторной диагностики для разделения неоднородных жидких систем плотностью до 2 г/см<sup>3</sup> в поле центробежных сил.

Оборудована простой и удобной в работе системой управления с функцией запоминания последнего выбранного режима, встроенным датчиком дисбаланса и экстренным электронным тормозом, что предотвращает повреждение оборудования в нестандартных ситуациях. Плавный разгон и торможение исключает перемешивание проб.

Автоматическая блокировка крышки при вращении ротора.

Регистрационное удостоверение Росздравнадзора № 8470; РЗН 2009/06507.

Комплектация

- Сама центрифуга.
- Бакет-ротор на 12 мест по 15 мл в комплекте с адаптерами (15 шт).

### Преимущества

#### Преимущества Liston C2201

- Прочный и легкий корпус, изготовленный с применением алюминия.
- Устойчивая к вибрациям конструкция центрифуги.
- Надежный, не требующий обслуживания, бесщеточный двигатель европейского производства.
- Высокая точность поддержания скорости вращения, обеспечиваемая микропроцессорной системой управления и электромагнитным датчиком скорости.
- Плавный разгон и торможение.
- Возможность регулировки скорости вращения в оборотах и единицах относительного центробежного ускорения (RPM/RCF) с функцией запоминания последнего выбранного режима.
- Датчик дисбаланса и экстренный электронный тормоз.
- Автоматическая блокировка крышки при вращении ротора.
- Низкий уровень шума.

### Характеристики

---

Параметр:

**Показатель:**

<b>Артикул</b>	C 2201_CRA 1215
<b>Бренд</b>	Листон
<b>Страна бренда</b>	Россия
<b>Тип центрифуги</b>	с естественным охлаждением
<b>Размер центрифуги</b>	настольная
<b>Макс. скорость вращения, об/мин</b>	3600
<b>Шаг задания частоты вращения, об/мин</b>	50
<b>Точность поддержания частоты вращения,</b>	
<b>±об/мин</b>	50
<b>Относительное центробежное ускорение (ОЦУ,</b>	
<b>RCF), г</b>	2415
<b>Диапазон задания времени работы, мин</b>	1...99
<b>Габариты, мм</b>	420×490×260
<b>Вес, кг</b>	32
<b>Вес в упаковке, кг</b>	42
<b>Габариты в упаковке, см</b>	50×55×32
<b>Электропитание, В</b>	220
<b>Потребляемая мощность, Вт</b>	300
<b>Страна производства</b>	Россия

**Дисклеймер:**

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.