

## Центрифуга мини-вортекс BioSan FV-2400

Медицинские центрифуги



- Тип центрифуги: с естественным охлаждением
- Размер центрифуги: настольная
- Макс. скорость вращения, об/мин: 2800
- Относительное центробежное ускорение (ОЦУ, RCF), g: 500



Под заказ

Товар участвует в акциях:

- Популярное

**Наличие регистрационного удостоверения**

Array

### Описание

#### Центрифуга мини-вортекс BioSan FV-2400

Центрифуга-вортекс «Микроспин» FV-2400 разработана специально для генно-инженерных исследований (для ПЦР-диагностики). Обеспечивает возможность одновременного перемешивания и сброса образцов, используя модули центрифугирования и перемешивания, выполненные единым блоком.

FV-2400 является центрифугой «открытого типа» (без крышки), что повышает скорость проведения операций центрифугирования и ресуспендирования.

В комплект входит два ротора: R-0.5/0.2M (подходит для центрифугирования 12 объёмом 0,5 мл и 12 пробирок объёмом 0,2 мл) и R-1.5M (для центрифугирования 12 пробирок объёмом 1,5 или 2 мл).

### Характеристики

Параметр:	Показатель:
<b>Бренд</b>	BIOSAN
<b>Страна бренда</b>	Латвия
<b>Тип центрифуги</b>	с естественным охлаждением
<b>Размер центрифуги</b>	настольная
<b>Макс. скорость вращения, об/мин</b>	2800
<b>Относительное центробежное ускорение (ОЦУ, RCF), g</b>	500
<b>Габариты, мм</b>	120×170×120
<b>Вес, кг</b>	1.4
<b>Потребляемая мощность, Вт</b>	1200

**Дисклеймер:**

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.