

Учебный рефрактометр «Компакт»

Лабораторные рефрактометры



Ваша цена

Розница
33 150 руб.

Оптовая цена
29 835 руб.



Под заказ

С учетом НДС 22 %

- Содержание сахарозы, % Brix: 0-95
- Показатель преломления nD: 1,3000-1,7000
- Материал корпуса: металл

Описание

```

<div class="content__row content__row-box--side-left-medium">
<div class="content__col">
<div class="content-area">
<h3>Учебный рефрактометр «Компакт»</h3>
</div>
</div>
<div class="content__col">
<div class="content-area">

```

Рефрактометр «Компакт» является аналогом рефрактометра ИРФ-454Б2. Им измеряют показатели преломления n_D и средней дисперсии $n_F - n_C$ неагрессивных жидких и твердых сред, а также определяют процентное содержания сухих веществ в растворах по шкале Брикса (сахарозы).

Диапазон измерений показателя преломления n_D составляет от 1,3000 до 1,7000 $\pm 0,0001$ со сходимостью 0,00005, диапазон показаний массовой доли сахарозы в растворе от 0 до 95 % Brix $\pm 0,05$.

Предел допускаемой основной абсолютной погрешности измерений по средней дисперсии $n_F - n_C$ составляет 0,00015.

Наработка на отказ не менее 10 000 часов.

Лучшие условия для эксплуатации прибора: температура от 18 до 20 °C и относительная влажность не более 80 %.

Характеристики

Параметр:	Показатель:
Бренд	Фабрика «НВ-Групп»
Страна бренда	Россия
Содержание сахарозы, % Brix	0-95
Точность измерения, \pm % Brix	0,05
Показатель преломления nD	1,3000-1,7000

Материал корпуса	металл
Габариты, мм	200x80x240
Вес, кг	2.6

Дисклеймер:

Уважаемые покупатели, производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления продавца, поэтому размещённые на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными.

Характеристики и внешний вид товара иногда могут отличаться от опубликованных. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.