

Укладка-контейнер КРОНТ УКП-100-01

Контейнеры и органайзеры



Ваша цена

Розница
3 672 руб.

Оптовая цена
3 536 руб.



Под заказ

НДС не облагается

Описание

Укладка-контейнер КРОНТ УКП-100-01

Укладка-контейнер КРОНТ УКП-100-01 — предназначена для транспортировки проб биологического материала в пробирках, флаконах и ёмкостях для анализов. Конструкция укладки включает корпус с парами симметрично расположенных ручек и крышкой, замки для надёжной фиксации крышки с возможностью установки пломбы, а также амортизирующие накладки-ручкодержатели для удобства переноски.

Укладка обеспечивает санитарно-эпидемиологическую безопасность при транспортировке биологического материала внутри помещений и между отдельными корпусами в ЛПУ, на станциях переливания крови, СЭС и других медицинских учреждениях. Конструкция штатива и кассет гарантирует сохранность проб и фиксацию флаконов от внешних воздействий.

Отверстия штатива рассчитаны на размещение пробирок Ø13-17 мм и высотой h=75-170 мм (цилиндрические, биологические), конических пробирок, моноветов и вакуумных пробирок, а также пробирок Ø8-11 мм и высотой h=40 мм (микропробирки). Верхний ярус штатива имеет комбинированные отверстия в форме восьмёрок с диаметрами 18 и 11,2 мм. Максимальная вместимость штатива составляет 100 пробирок при установке двух пробирок в одно комбинированное отверстие.

Кассеты фиксируют 16 флаконов ёмкостью 250 мл или соответствующие ёмкости для анализов и соединяются в единый блок в зависимости от количества флаконов. Боксы прямоугольной формы 77 × 80 × 100 мм предназначены для размещения вспомогательных медицинских изделий.

Все составные части укладки выполнены из ударопрочного химически стойкого пластика, выдерживающего обработку всеми разрешёнными дезинфицирующими средствами и стерилизацию паровым методом при температуре 121 °С. Ручки укладки изготовлены из нержавеющей стали.

Особенности

- Ударопрочный и химически стойкий пластик — выдерживает обработку дезинфицирующими средствами и автоклавирование.
- Амортизирующие накладки-ручкодержатели — удобство транспортировки.
- Замки с возможностью установки пломбы — гарантия сохранности проб.
- Штатив с комбинированными отверстиями — размещение до 100 пробирок различных типов и размеров.
- Кассеты на 16 флаконов × 250 мл — надёжная фиксация содержимого.
- Боксы 77 × 80 × 100 мм — безопасное хранение вспомогательных медицинских изделий.
- Компактные габариты и небольшой вес (2,3 кг) — удобство хранения и транспортировки.
- Срок службы 5 лет — долговечность и надёжность эксплуатации.
- Санитарно-эпидемиологическая безопасность — подходит для медицинских учреждений и лабораторий.

Технические характеристики

Характеристика	Значение
Цвет	Белый
Срок службы, лет	5

Варианты использования

- 100 (200) пробирок;
- 2 кассеты (16 флаконов × 250 мл) или ёмкости для анализов.

Преимущества

Укладка-контейнер КРОНТ УКП-100-01 – также обладает рядом преимуществ, обеспечивающих безопасную и удобную транспортировку биологического материала:

- Прочный и химически стойкий корпус – защищает пробирки и флаконы от внешних воздействий и допускает обработку всеми разрешёнными дезинфицирующими средствами.
- Амортизирующие накладки-рукодержатели – удобство переноса и снижение риска повреждения содержимого.
- Замки с возможностью установки пломбы – гарантия сохранности биологического материала при транспортировке.
- Компактные размеры и небольшой вес (2,3 кг) – удобство хранения и транспортировки внутри учреждений.
- Штатив с комбинированными отверстиями – возможность размещения до 100 пробирок различных типов и размеров.
- Кассеты на 16 флаконов × 250 мл – надёжная фиксация и организация содержимого.
- Боксы 77 × 80 × 100 мм – безопасное хранение вспомогательных медицинских изделий.
- Санитарно-эпидемиологическая безопасность – минимизация риска контаминации при транспортировке и внутри помещений.
- Долговечность эксплуатации – срок службы 5 лет при соблюдении условий эксплуатации.

Контейнер КРОНТ УКП-100-01 является надёжным и универсальным решением для лабораторий и медицинских учреждений, обеспечивая сохранность и удобство работы с биологическим материалом.

Характеристики

Параметр:	Показатель:
Бренд	КРОНТ
Страна бренда	Россия
Ссылка на документы	https://tech.nv-lab.ru/links/RU-00010027748.pdf
Сортировка по популярности МСК	12240
Сортировка по популярности РНД	12240
Габариты, мм	410 × 350 × 215 / 255 с поднятыми ручками
Вес, кг	2.3
Габариты в упаковке, мм	500 × 415 × 450
Страна производства	Россия

Дисклеймер:

Уважаемые покупатели, производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления продавца, поэтому размещённые на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными.

Характеристики и внешний вид товара иногда могут отличаться от опубликованных. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.