

Ультразвуковая ванна Stegler 10DT

Ультразвуковые мойки



Ваша цена

Розница
40 850 руб.

Оптовая цена
39 220 руб.



В наличии

Области применения:

- Здравоохранение

НДС не облагается

- Объем рабочей камеры, л: 10
- Размеры рабочей камеры, мм: 300 × 230 × 150

Товар участвует в акциях:

- Эксклюзив

Описание

Ультразвуковая ванна Stegler 10DT

Ультразвуковая ванна Stegler 10DT – современное оборудование для бережной и эффективной очистки медицинских, лабораторных и технических инструментов с использованием эффекта кавитации. Устройство обеспечивает глубокое удаление загрязнений в труднодоступных местах без механического воздействия, что продлевает срок службы инструментов и деталей.

Ванна выполнена из нержавеющей стали, оснащена цифровым контроллером с таймером и регулировкой температуры, имеет компактные размеры и простое управление. Подходит для профессионального применения в медицине, научных и производственных лабораториях, а также в сервисных и ювелирных мастерских.

Особенности

- Корпус и рабочая камера из нержавеющей стали.
- Цифровое управление с таймером и регулировкой температуры.
- Диапазон рабочих температур: от окружающей до 80 °С.
- Высокая частота ультразвука – 40 кГц.
- Компактные размеры и эргономичный дизайн.
- Функция предустановки температуры и времени.
- В комплекте корзина, сливной шланг и кабель питания.

Преимущества

- Корпус и рабочая ванна из нержавеющей стали для долговременной эксплуатации.
- Высокая частота ультразвука – 40 кГц обеспечивает эффективную очистку даже в мелких щелях.
- Регулируемая температура до 80 °С позволяет работать с широким спектром загрязнений.
- Таймер на диапазон от 1 до 99 мин позволяет оптимально настроить режим работы.
- Цифровой контроллер для точного задания времени и температуры.
- Компактные размеры и относительно небольшой вес – удобно размещать и транспортировать.
- Регистрационное удостоверение Росздравнадзора, что гарантирует качество и безопасность.

Характеристики

Параметр:

Показатель:

Бренд	Stegler
Страна бренда	Россия
Отрасли	Для отделения стерилизации
Ссылка на документы	https://tech.nv-lab.ru/links/RU-00000031497.pdf
Объём рабочей камеры, л	10
Размеры рабочей камеры, мм	300 × 230 × 150
Габариты, мм	365 × 275 × 240
Вес, кг	7
Вес в упаковке, кг	9
Электропитание, В	220
Потребляемая мощность, Вт	240
Страна производства	Россия

Дисклеймер:

Уважаемые покупатели, производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления продавца, поэтому размещённые на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными.

Характеристики и внешний вид товара иногда могут отличаться от опубликованных. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.