

Ультразвуковая ванна Stegler 30DT

Ультразвуковые мойки



Ваша цена

Розница
91 050 руб.

Оптовая цена
87 400 руб.



Под заказ

Области применения:

- Здравоохранение

НДС не облагается

- Объем рабочей камеры, л: 30
- Размеры рабочей камеры, мм: 500 × 300 × 200

Товар участвует в акциях:

- Эксклюзив

Описание

Ультразвуковая ванна Stegler 30DT

Ультразвуковая ванна Stegler 30DT – современное устройство для очистки изделий с помощью ультразвука, использующее эффект кавитации. Ванна предназначена для удаления загрязнений с инструментов, деталей и мелких объектов, находящихся в чистящей жидкости.

Прибор применяется для очистки лабораторных инструментов, ювелирных изделий, печатных плат, запасных частей, протезов, деталей часов, водонепроницаемых часов, инструментов для педикюра, монет и других мелких предметов, требующих деликатной обработки.

Особенности

- Корпус и ванна выполнены из нержавеющей стали.
- Компактные размеры, удобные для размещения на рабочем столе.
- Цифровой контроллер с регулировкой температуры и таймера.
- Температурный диапазон от окружающей среды до 80 °С.
- Функция предустановки температуры и времени работы.
- Ультразвуковая частота 40 кГц обеспечивает эффективную очистку.
- В комплект входят прямоугольная корзина, сливной шланг, кабель питания и руководство по эксплуатации.
- Таймер от 1 до 99 минут.

Преимущества

- Эффективная очистка инструментов и деталей с помощью ультразвуковой кавитации.
- Корпус и ванна выполнены из нержавеющей стали для долговечности и химической стойкости.
- Компактные размеры позволяют размещать ванну на рабочем столе в лаборатории или мастерской.
- Цифровой контроллер с таймером и управлением температурой обеспечивает точный контроль процесса.
- Температурный диапазон от окружающей среды до 80 °С позволяет работать с различными жидкостями и материалами.
- Функция предустановки температуры и времени облегчает повторяемость процедур.
- Ультразвуковая частота 40 кГц обеспечивает деликатную и эффективную очистку.
- Прямоугольная корзина облегчает размещение инструментов и деталей внутри ванны.
- Сливной шланг и кабель питания входят в комплект для удобства эксплуатации.
- Лёгкий вес (15,2 кг без упаковки) и простая конструкция обеспечивают удобство транспортировки и хранения.

Характеристики

Параметр:	Показатель:
Бренд	Stegler
Страна бренда	Россия
Отрасли	Для отделения стерилизации
Ссылка на документы	https://tech.nv-lab.ru/links/RU-00000075974.pdf
Объём рабочей камеры, л	30
Размеры рабочей камеры, мм	500 × 300 × 200
Диапазон температур, °C	окр. среда - 80°C
Габариты, мм	565 × 335 × 390
Вес, кг	15.2
Вес в упаковке, кг	17
Электропитание, В	220
Потребляемая мощность, Вт	720
Страна производства	Россия

Дисклеймер:

Уважаемые покупатели, производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления продавца, поэтому размещённые на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными.

Характеристики и внешний вид товара иногда могут отличаться от опубликованных. Мы стараемся поддерживать описание в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.