

Универсальная медицинская тележка ТМп-КРОНТ-7н

Тележки внутрикорпусные



Под заказ

Области применения:

- Здравоохранение

Описание

Универсальная медицинская тележка ТМп-КРОНТ-7н

Универсальная медицинская тележка ТМп-КРОНТ-7н предназначена для компактного размещения медицинских изделий, инструментов и расходных материалов, а также для их удобного перемещения внутри отделений лечебно-профилактических учреждений и других медицинских организаций.

Каркас тележки изготовлен из металла с прочным порошковым покрытием, устойчивым к регулярной обработке дезинфицирующими средствами. Конструкция рассчитана на ежедневную интенсивную эксплуатацию и сохраняет свои эксплуатационные свойства при частой санитарной обработке.

Тележка оснащена двумя съёмными самофиксирующимися поддонами из нержавеющей стали. Материал поддонов способствует поддержанию необходимого уровня гигиены и стерильности перевозимых медицинских изделий. Верхний поддон имеет бортики высотой 70 мм, нижний – 30 мм, что предотвращает случайное падение инструментов во время транспортировки и выполнения медицинских манипуляций.

Передвижение осуществляется с помощью четырёх независимых колёс с резиновым ободом, два из которых оборудованы тормозами с жёсткой фиксацией. Эргономичная ручка обеспечивает удобное управление тележкой, а грузоподъёмность до 40 кг позволяет перевозить значительное количество медицинских изделий при собственной массе конструкции всего 11 кг.

Особенности

- Металлический каркас с порошковым покрытием.
- Покрытие устойчиво к регулярной обработке дезинфицирующими средствами.
- Два легкосъёмных самофиксирующихся поддона из нержавеющей стали.
- Поддоны допускают обработку любыми дезинфицирующими средствами.
- Высота бортиков верхнего поддона – 70 мм.
- Высота бортиков нижнего поддона – 30 мм.
- Бортики предотвращают падение инструментов во время транспортировки.
- Четыре независимых колеса диаметром 75 мм с резиновым ободом.
- Два колеса оснащены тормозами с жёсткой фиксацией.
- Эргономичная ручка для удобного перемещения.
- Расстояние между поддонами составляет 630 мм.
- Грузоподъёмность до 40 кг при собственной массе 11 кг.
- Манёвренная конструкция для эксплуатации в условиях медицинских учреждений.

Комплект поставки

- Каркас тележки ТМп-КРОНТ-7н.
- Полка-поддон – 2 шт.
- Колёса – 4 шт.
- Паспорт изделия.

Технические характеристики

Характеристика	Значение
Количество колёс	4 шт.

Диаметр колёс	75 мм	
Отражатели	4 шт., пластиковые	
Количество полок-поддонов	2 шт.	
Материал поддонов	Нержавеющая сталь	
Внутренние размеры верхнего поддона (Д × Ш × Г)	430 × 350 × 70 мм	
Внутренние размеры нижнего поддона (Д × Ш × Г)	430 × 350 × 30 мм	
Высота бортика верхнего поддона	70 мм	
Высота бортика нижнего поддона	30 мм	
Расстояние между поддонами	630 мм	
Грузоподъёмность	40 кг	
Обработка дезинфицирующими средствами	Да	
Гарантия	2 года	
Срок службы	5 лет	

Преимущества

- Компактное размещение медицинских изделий, инструментов и расходных материалов.
- Металлический каркас с прочным порошковым покрытием, устойчивым к частой дезинфекции.
- Два съёмных самофиксирующихся поддона из нержавеющей стали.
- Поддоны устойчивы к обработке любыми дезинфицирующими средствами.
- Материал поддонов способствует поддержанию высокого уровня гигиены при эксплуатации.
- Высокие бортики верхнего поддона предотвращают падение инструментов при транспортировке.
- Нижний поддон с бортиками обеспечивает безопасное размещение медицинских принадлежностей.
- Четыре независимых колеса диаметром 75 мм обеспечивают плавное и манёвренное перемещение.
- Два колеса оснащены тормозами с жёсткой фиксацией для безопасной стоянки тележки.
- Эргономичная ручка облегчает перемещение даже при полной загрузке.
- Расстояние между поддонами 630 мм позволяет размещать крупные медицинские изделия.
- Грузоподъёмность до 40 кг при собственной массе всего 11 кг.
- Надёжная конструкция рассчитана на ежедневную эксплуатацию в медицинских учреждениях.
- Подходит для транспортировки различных видов медицинских изделий внутри отделений и клиник.

Характеристики

Параметр:	Показатель:
Бренд	КРОНТ
Страна бренда	Россия
Отрасли	Здравоохранение
Ссылка на документы	https://tech.nv-lab.ru/links/RU-00010038592.pdf
Габариты, мм	640×470×970
Вес, кг	11
Страна производства	Россия

Дисклеймер:

Уважаемые покупатели, производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления продавца, поэтому размещённые на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными.

Характеристики и внешний вид товара иногда могут отличаться от опубликованных. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.