

Упрощенный набор пробных очковых линз Техноаргус НПУ-69-01, исп. 3

Офтальмокопические наборы, линзы и оправы



Под заказ

Области применения:

- Здравоохранение

Описание

Упрощённый набор пробных очковых линз Техноаргус НПУ-69-01, исп. 3

Упрощённый набор пробных очковых линз Техноаргус НПУ-69-01, исп. 3 предназначен для подбора корректирующих очков методом субъективной пробы в офтальмологической практике. Набор используется для определения рефракционных нарушений и подбора оптимальной очковой коррекции в условиях офтальмологических кабинетов и диагностических центров.

Комплект позволяет врачу-офтальмологу и оптометристу выполнять точную диагностику аметропии с использованием стигматических и астигматических линз, а также оценивать состояние бинокулярного зрения с помощью призматических элементов. Набор обеспечивает широкий диапазон оптической коррекции и подходит для ежедневной клинической практики.

Изделие рекомендовано Министерством здравоохранения РФ к применению в медицинской практике. Производитель МРП «Техноаргус» обеспечивает контроль качества, предпродажную подготовку и гарантийное сопровождение продукции.

Особенности

- Подбор очковой коррекции методом субъективной пробы.
- Стигматические линзы положительной рефракции от +0,25 до +16,0 дптр.
- Стигматические линзы отрицательной рефракции от -0,25 до -16,0 дптр.
- Астигматические линзы положительные от +0,25 до +4,0 дптр.
- Астигматические линзы отрицательные от -0,25 до -4,0 дптр.
- Призматические элементы П 0,5 и П 1 срад.
- Расширенный набор принадлежностей для диагностики.
- Возможность оценки бинокулярного зрения.
- Рекомендован к применению Минздравом РФ.
- Поверенный комплект и универсальная оправка.

Технические характеристики и комплектация

Элемент	Количество
Линзы стигматические положительные от +0,25 до +16,0 дптр	22-25 пар
Линзы стигматические отрицательные от -0,25 до -16,0 дптр	22-25 пар
Линзы астигматические отрицательные от -0,25 до -4,0 дптр	10-12 пар
Линзы астигматические положительные от +0,25 до +4,0 дптр	10-12 пар
Призмы П 0,5; П 1 срад	по 1 шт.
Принадлежности	не менее 10 шт.

Преимущества

- Упрощённая комплектация для оптимизации работы врача-офтальмолога в повседневной практике.
- Широкий диапазон стигматических линз от +0,25 до +16,0 дптр и от -0,25 до -16,0 дптр.
- Наличие астигматических линз положительной и отрицательной рефракции для расширенной

диагностики.

- Возможность подбора очковой коррекции методом субъективной пробы.
- Призматические элементы для оценки бинокулярного зрения.
- Оптимизированный состав набора для ежедневной клинической работы.
- Поверенный комплект с контролем качества производителя.
- Удобство хранения и использования в офтальмологических кабинетах.
- Снижение времени подбора очковой коррекции за счёт готовой конфигурации набора.
- Подходит для использования в поликлиниках и диагностических центрах.
- Рекомендован к применению Министерством здравоохранения РФ.
- Совместимость с универсальными пробными оправами.
- Компактное решение для оптометрической диагностики.

Характеристики

Параметр:	Показатель:
Бренд	Техноаргус
Страна бренда	Россия
Отрасли	Для кабинета офтальмолога
Ссылка на документы	https://tech.nv-lab.ru/links/RU-00010039591.pdf
Габариты, мм	520×320×90
Вес, кг	4
Страна производства	Россия

Дисклеймер:

Уважаемые покупатели, производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления продавца, поэтому размещённые на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными.

Характеристики и внешний вид товара иногда могут отличаться от опубликованных. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.