

Устройство автоматического ввода проб КОРТЭК УВО-03М

Оборудование для атомно-абсорбционных спектрометров

- Подходит для: спектрометра КВАНТ



Не поставляется



Описание

Устройство автоматического ввода проб КОРТЭК «УВО-03М»

«УВО-03М» позволяет исключить рутинные ручные операции ввода проб в атомно-абсорбционный спектрометр, повышает воспроизводимость результатов измерений и снижает вероятность ошибок оператора. Предназначено для использования в качестве приставки к спектрометрам «Квант-2» и служит для автоматической подачи и замены анализируемых образцов.

В «УВО-03М» имеются две сменные кассеты для стаканов с анализируемыми пробами (10 стаканов в каждой) и ванна для фонового раствора.

Замена одной кассеты производится без прерывания анализа проб из другой кассеты, что уменьшает потери времени.

Объём одного стакана для проб – 20 мл. Объём ванны – 520 мл.

Управление работой устройства совместно с ААС «КВАНТ-2» осуществляется компьютерной программой. Возможны автоматический, полуавтоматический и интерактивный («ручной») режимы работы.

Комплектация КОРТЭК «УВО-03М»

- Устройство выбора образца УВО-03 М.
- Руководство по эксплуатации.
- Кассеты: 2 шт. и крышки для кассет: 4 шт.
- Стаканы: 20 шт.
- Трубки капиллярные: 2 шт.

Характеристики

Параметр:	Показатель:
Бренд	КОРТЭК
Страна бренда	Россия
Подходит для	спектрометра КВАНТ
Габариты, мм	330×300×180
Вес, кг	6.2

Дисклеймер:

Уважаемые покупатели, производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления продавца, поэтому размещённые на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными.

Характеристики и внешний вид товара иногда могут отличаться от опубликованных. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.