

Устройство обогрева новорожденного Аксион УОН-03Ф с функцией фототерапии

Неонатальное оборудование



Ваша цена

Розница
252 784 руб.

Оптовая цена
242 424 руб.

AXION
 МЕДИЦИНСКАЯ ТЕХНИКА
 С 1970 ГОДА

Под заказ

Области применения:

- Здравоохранение

НДС не облагается

Описание

Устройство обогрева новорождённого Аксион УОН-03Ф с функцией фототерапии

УОН-03Ф – современное решение для поддержания теплового баланса и проведения фототерапии у новорождённых.

Устройство сочетает в себе функции обогрева и лечения гипербилирубинемии с помощью фототерапии, что делает его незаменимым в отделениях патологии новорождённых, реанимации, роддомах и неонатологических клиниках.

Модель УОН-03Ф обеспечивает стабильное и равномерное инфракрасное тепло, поддерживая необходимую температуру тела ребёнка в критически важные первые часы жизни. Интегрированная система фототерапии эффективно снижает уровень билирубина в крови, позволяя сократить продолжительность пребывания ребёнка под лампами и уменьшить риск осложнений.

Устройство оснащено сенсорной панелью управления, системой автоматического контроля температуры, звуковой сигнализацией и регулируемым световым потоком фототерапии. Эргономичная конструкция позволяет удобно разместить малыша и обеспечить легкий доступ для медицинского персонала.

УОН-03Ф от АКСИОН отличается надёжностью, простотой в эксплуатации и высоким уровнем безопасности, соответствуя современным стандартам медицинской техники.

Преимущества

- Два режима в одном устройстве: обогрев и фототерапия – экономия пространства и удобство применения.
- Инфракрасный обогреватель обеспечивает мягкое и равномерное тепло без пересушивания кожи новорождённого.
- Фототерапевтический блок снижает уровень билирубина и эффективно борется с желтушкой новорождённых.
- Сенсорная панель управления с интуитивным интерфейсом облегчает настройку параметров.
- Автоматический контроль температуры тела младенца с системой тревожных сигналов при отклонениях.
- Регулируемая интенсивность света для индивидуального подхода к терапии.
- Эргономичная конструкция для свободного доступа медицинского персонала.
- Соответствие требованиям Минздрава РФ и европейским стандартам безопасности.
- Надёжность и простота в эксплуатации – оптимально для круглосуточного использования в неонатологии.
- Производство в России – гарантийная и сервисная поддержка от АКСИОН.

Характеристики

Параметр:

Показатель:

| | |
|----------------------------------|---|
| Бренд | Аксион |
| Страна бренда | Россия |
| Отрасли | Здравоохранение |
| Ссылка на документы | https://tech.nv-lab.ru/links/RU-00010031216.pdf |
| Питание | от сети |
| Диапазон температуры нагрева, °C | от +30 до +38 |
| Габариты, мм | 770×1150×1950 |
| Вес, кг | 70 |
| Электропитание, В | 220 |
| Потребляемая мощность, Вт | 850 |
| Страна производства | Россия |

Дисклеймер:

Уважаемые покупатели, производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления продавца, поэтому размещённые на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными.

Характеристики и внешний вид товара иногда могут отличаться от опубликованных. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.