

Устройство обогрева новорожденного Аксион УОН-04

Неонатальное оборудование



Ваша цена

Розница
140 788 руб.

Оптовая цена
135 018 руб.

AXION
 МЕДИЦИНСКАЯ ТЕХНИКА
С 1970 ГОДА

Под заказ

Области применения:

- Здравоохранение

НДС не облагается

Описание

Устройство обогрева новорожденного Аксион УОН-04

Аксион УОН-04 предназначено для создания комфортных и безопасных условий теплового режима для новорожденных в медицинских учреждениях. Устройство обеспечивает точный и стабильный обогрев, что особенно важно для детей с пониженной температурой тела и в условиях интенсивной терапии.

Аппарат оборудован современными системами термоконтроля и освещения, что позволяет медперсоналу эффективно контролировать параметры микроклимата и создавать оптимальные условия для восстановления и здоровья младенцев. Точная настройка температуры осуществляется с шагом 0,1 °С, а встроенный датчик гарантирует минимальную погрешность измерений и поддержания температуры.

Освещенность на уровне пациента поддерживается не менее 500 люкс, что способствует комфортному визуальному наблюдению и проведению медицинских процедур. Устройство выполнено в эргономичном и безопасном дизайне, позволяющем легко интегрировать его в любое отделение роддома или детской больницы.

Характеристики термоконтроля и освещения

Параметр	Значение
Диапазон регулирования температуры	+30 °С до +37 °С
Погрешность измерения температуры	±0,3 °С
Погрешность поддержания температуры	±1 °С
Дискретность задания температуры	0,1 °С
Освещенность на уровне пациента	не менее 500 лк

Преимущества

- Надёжный инфракрасный обогрев – равномерное и мягкое тепло без пересушивания кожи новорождённого.
- Точное поддержание температуры тела с минимальной погрешностью – для безопасного и стабильного ухода.
- Интуитивно понятная панель управления – быстрая настройка параметров в условиях интенсивной работы.
- Световая и звуковая сигнализация при отклонении температуры – дополнительная защита пациента.
- Встроенная лампа освещения – комфортные условия наблюдения за ребёнком даже при слабом внешнем свете.
- Регулируемая высота конструкции – удобный доступ к младенцу для персонала любого роста.
- Устойчивое основание и поворотные колёса с фиксаторами – лёгкое перемещение и безопасная установка в палате.
- Соответствие российским стандартам качества и санитарным требованиям.
- Производство в России – оперативное сервисное обслуживание и поставка комплектующих.

Характеристики

Параметр:	Показатель:
Бренд	Аксион
Страна бренда	Россия
Отрасли	Здравоохранение
Ссылка на документы	https://tech.nv-lab.ru/links/RU-00010004572.pdf
Питание	от сети
Габариты, мм	650 × 900 × 1800
Вес, кг	35
Электропитание, В	220
Потребляемая мощность, Вт	1000
Страна производства	Россия

Дисклеймер:

Уважаемые покупатели, производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления продавца, поэтому размещённые на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными.

Характеристики и внешний вид товара иногда могут отличаться от опубликованных. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.