

Узкий шкаф для химических реактивов НВ-400 ШР

Мебель для хранения

Арт. НВ-400 ШР



Ваша цена

Розница
8 991 руб.

Оптовая цена
7 552 руб.



В наличии

С учетом НДС 22 %

- Серия: НВ
- Тип: шкаф для реактивов
- Ширина столешницы, мм: 400
- Материал столешницы: ламинат

Описание

Узкий шкаф для химических реактивов НВ-400 ШР

НВ-400 ШР – это небольшой шкаф с двумя дверцами для хранения химических реактивов. Его ширина 400 мм.

Выпускается в двух вариантах:

Исполнение Особенности

Модель НВ-400 ШР Обычный шкаф

Модель НВ-400 ШР-В Шкаф с вытяжным патрубком для подключения вентиляции
 Шкаф изготовлен из ламинированных панели (ЛДСП толщиной 16 мм), которые окантованы прочной ПВХ-кромкой толщиной 2 мм, увеличивающей ударостойкость и механическую прочность.

Шкаф оборудован четырьмя съёмными полками (вкладышами).

Габариты шкафа в собранном виде: 400×460×1820 мм. Высота металлических ножек: 100 мм.

В обе дверцы можно встроить замки (по предварительному заказу).

В стандартном исполнении мы предлагаем шкафы серого цвета, но по согласованию с заказчиком возможно изменение цвета на белый без увеличения стоимости. Кроме того, «КОРСА» может изготовить лабораторную мебель по вашим размерам и из материалов, отвечающим вашим задачам.

Характеристики

Параметр:	Показатель:
Артикул	НВ-400 ШР
Бренд	КОРСА
Страна бренда	Россия
Серия	НВ
Тип	шкаф для реактивов

Ширина столешницы, мм	400
Материал столешницы	ламинат
Габариты, мм	400×460×1820
Страна производства	Россия

Дисклеймер:

Уважаемые покупатели, производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления продавца, поэтому размещённые на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными.

Характеристики и внешний вид товара иногда могут отличаться от опубликованных. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.