

## Узкий шкаф для лабораторной посуды НВ-400 ШП

Мебель для хранения



### Ваша цена

Розница  
**15 896 руб.**

Оптовая цена  
**15 259 руб.**



В наличии

С учетом НДС 22 %

- Серия: НВ
- Тип: шкаф для лабораторной посуды
- Ширина столешницы, мм: 400

## Описание

### Узкий шкаф для лабораторной посуды НВ-400 ШП

НВ-400 ШП – это небольшой шкаф с двумя дверцами для размещения лабораторной посуды. Его ширина 400 мм.

Шкаф изготовлен из ламинированных панели (ЛДСП толщиной 16 мм), которые окантованы прочной ПВХ-кромкой толщиной 2 мм, увеличивающей ударостойкость и механическую прочность.

Верхняя дверца шкафа стеклянная. Внутри верхней секции две стеклянные полки. В нижней части шкафа дверца и 2 полки-вкладыша из ЛДСП.

Габариты шкафа в собранном виде: 400×460×1820 мм. Высота металлических ножек: 100 мм.

## Характеристики

Параметр:	Показатель:
Бренд	КОРСА
Страна бренда	Россия
Ссылка на документы	<a href="https://tech.nv-lab.ru/links/DS-00010001307.pdf">https://tech.nv-lab.ru/links/DS-00010001307.pdf</a>
Серия	НВ
Тип	шкаф для лабораторной посуды
Ширина столешницы, мм	400

### Дисклеймер:

Уважаемые покупатели, производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления продавца, поэтому размещённые на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными.

Характеристики и внешний вид товара иногда могут отличаться от опубликованных. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.