

Узкий шкаф для одежды НВ-400 ШО

Мебель для хранения



Ваша цена

Розница
11 183 руб.

Оптовая цена
10 736 руб.



В наличии

С учетом НДС 22 %

- Серия: НВ
- Тип: шкаф для одежды
- Ширина столешницы, мм: 400
- Материал столешницы: ламинат

Описание

Узкий шкаф для одежды НВ-400 ШО

НВ-400 ШО – это небольшой односекционный шкаф для одежды. Его ширина 400 мм.

Шкаф изготовлен из ламинированных панели (ЛДСП толщиной 16 мм), которые окантованы прочной ПВХ-кромкой толщиной 2 мм, увеличивающей ударостойкость и механическую прочность.

Шкаф оборудован двумя полками: для шапок и обуви. Есть штанга для одежды.

Габариты шкафа в собранном виде: 400×460×1820 мм. Высота металлических ножек: 100 мм.

По предварительному заказу в шкаф можно встроить замок или оборудовать его выдвижными ящиками.

В стандартном исполнении мы предлагаем шкафы серого цвета, но по согласованию с заказчиком возможно изменение цвета на белый без увеличения стоимости. Кроме того, «КОРСА» может изготовить лабораторную мебель по вашим размерам и из материалов, отвечающим вашим задачам.

Характеристики

| Параметр: | Показатель: |
|-----------------------|---|
| Бренд | КОРСА |
| Страна бренда | Россия |
| Ссылка на документы | https://tech.nv-lab.ru/links/DS-00000027420.pdf |
| Серия | НВ |
| Тип | шкаф для одежды |
| Ширина столешницы, мм | 400 |
| Материал столешницы | ламинат |
| Габариты, мм | 400×460×1820 |

Дисклеймер:

Уважаемые покупатели, производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления продавца, поэтому размещённые на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными.

Характеристики и внешний вид товара иногда могут отличаться от опубликованных. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.