

## Видеоэндоскопическая система Aohua AQ-110

Эндоскопическое оборудование



### Ваша цена

Розница  
**1 933 250 руб.**

Оптовая цена  
**1 739 925 руб.**

**AOHUA**

В наличии

### Области применения:

- Здравоохранение

НДС не облагается

### Наличие регистрационного удостоверения

Array

## Описание

### Видеоэндоскопическая система Aohua AQ-110

Универсальная видеоэндоскопическая система формата Full HD, доступная в разнообразных конфигурациях, которая подойдет для нужд разных отделений.

AQ-110 предлагает широкий выбор эндоскопов и функций, а также улучшенное разрешение формата Full HD. Совместима с диагностическими и терапевтическими эндоскопами для ЖКТ, видеобронхоскопами и видеоларингоскопами.

- Разрешение изображения формата Full HD – в AQ-110 для обеспечения высококачественного изображения используется Full HD CMOS-матрица. Она позволяет получить чёткий и резкий контраст по краям между различными тканями, предоставляя превосходное изображение и отличную детализацию.
- Несколько вариантов источника света – для проведения диагностических исследований и оперативных вмешательств доступны как светодиодный, так и ксеноновый источники света. Они обеспечивают необходимую яркость и цветопередачу для отображения эндоскопической картинки без снижения яркости и потери цвета во время эндохирургических вмешательств.
- Оптическая хромоэндоскопия – оптическая хромоэндоскопия (СВІ) демонстрирует более высокий контраст между слизистой оболочкой и кровеносными сосудами, что помогает дифференцировать ряд поражений слизистой оболочки и подчеркнуть распределение подслизистых сосудов.
- Использование для терапевтических процедур – большой рабочий канал и отдельный канал для промывки позволяют при помощи этих эндоскопов выполнять сложные терапевтические вмешательства. Рабочий канал диаметром 3,7 мм позволяет использовать разнообразные эндоскопические инструменты.
- Широкий диапазон совместимости – помимо диагностических и терапевтических эндоскопов для ЖКТ, AQ-110 также совместима с видеобронхоскопами и видеоларингоскопами.

### Эндоскопы серии VGT/VCC/VBC/VRL

### Эндоскопы серии VGT-R/VCC-R

Параметр	Значение
Формат разрешения	Full HD 1920 × 1080 пикс
Источник света	Светодиодный (LED) либо Ксенон
Хромоэндоскопия	Оптический режим (СВІ) + цифровой режим (НБЕ)
Усиление изображения	Структура / Край / Цвет

---

Цифровое увеличение (Zoom) 1 / 1.2 / 1.5 / 2x

---

IRIS Пик / Среднее

---

Хранилище данных USB

## Характеристики

---

Параметр:

Показатель:

**Бренд**

Aohua Endoscopy

**Страна бренда**

Китай

**Отрасли**

Здравоохранение

**Страна производства**

Китай

### Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.