

## Видеогастроскоп Aohua FHD-GT200J

Эндоскопическое оборудование



### Ваша цена

Розница  
**2 023 500 руб.**

Оптовая цена  
**1 821 150 руб.**

**AOHUA**

В наличии

### Области применения:

- Здравоохранение

НДС не облагается

### Наличие регистрационного удостоверения

Array

## Описание

### Видеогастроскоп Aohua FHD-GT200J

Высококачественное и высокотехнологичное передовое медицинское оборудование, предназначенное для проведения эндоскопических исследований верхних отделов желудочно-кишечного тракта, для диагностики и лечения заболеваний пищеварительного тракта. Модель оснащена видеокамерой с разрешением Full HD, что обеспечивает максимально точное, чёткое и детализированное изображение. Гибкая и тонкая вставка позволяет проводить процедуры с минимальным дискомфортом для пациента. Поддерживает расширенные функции записи и передачи данных, делая его незаменимым инструментом для современных эндоскопических кабинетов.

Дистальный конец видеогастроскопа имеет диаметр 10,5 мм и изгибается в 4 стороны.

- Разрешение Full HD, что гарантирует точную визуализацию исследуемых областей.
- Эргономичный дизайн для удобства врача во время проведения процедур.
- Гибкость и прочность трубки, которая позволяет проводить манипуляции даже в труднодоступных местах.
- Совместимость с различными типами эндоскопических систем и мониторов, а также с различными аксессуарами и инструментами.
- Множество вспомогательных функций для диагностических и терапевтических процедур.
- Высокая надёжность и долговечность оборудования.
- Отличается простотой использования.

Параметр	Значение
----------	----------

Способ введения

через рот (перорально)

Совместимость с видеопроцессорами	AQ-200
Источник света	светодиодный (LED)

Длина, мм:

- рабочей (вводимой) части;
- общая

1050;  
 1350

Изгиб дистального конца, градусы:

- вверх;
- вниз;

- вправо;
- влево

210;  
90;  
100;  
100

Диаметр, мм:

- рабочего (инструментального, биопсийного) канала;
- вводимой трубки (дистального конца)

Ø2,8;  
Ø10,5

Угол поля обзора. градусы	145
Глубина резкости, мм	от 3 до 100
Дополнительный канал для промывки (forwardwater-jet)	наличие

## Преимущества

### Преимущества Aohua FHD-GT200J

Aohua FHD-GT200J предлагает множество преимуществ, которые делают его незаменимым инструментом для гастроэнтерологических исследований:

- Высокая точность диагностики – благодаря Full HD видеокамере, медицинские специалисты могут получить детализированное изображение слизистой оболочки пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки, что существенно улучшает качество диагностики и лечения.
- Удобство в эксплуатации – интуитивно понятные элементы управления и эргономичная конструкция делают прибор удобным для ежедневного использования, сокращая время на подготовку и проведение процедур.
- Безопасность и надежность – высокие стандарты качества, соблюдаемые при производстве данного гастроскопа, обеспечивают его долгосрочную эксплуатацию и надёжность в любых клинических условиях.

Является эффективным решением для проведения гастроэнтерологических исследований, объединяющим передовые технологии и отличные эксплуатационные характеристики.

## Характеристики

Параметр:	Показатель:
<b>Бренд</b>	Aohua Endoscopy
<b>Страна бренда</b>	Китай
<b>Отрасли</b>	Здравоохранение

### Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.