

## Видеоколоноскоп Aohua FHD-CL200JL

Видеоэндоскопы



### Ваша цена

Розница  
**1 192 784 руб.**

Оптовая цена  
**1 159 652 руб.**



В наличии

### Области применения:

- Здравоохранение

НДС не облагается

## Описание

### Видеогастроскоп Aohua FHD-GT200JL

Aohua FHD-GT200JL – современный видеогастроскоп, предназначенный для высокоточной диагностики заболеваний верхнего отдела желудочно-кишечного тракта. Он сочетает в себе Full HD-визуализацию, эргономику и высокую клиническую надёжность, что делает его незаменимым инструментом в гастроэнтерологии.

Данная модель обеспечивает чёткую детализацию слизистой оболочки благодаря высокому разрешению и широкому углу обзора. Гибкая вводимая часть и оптимальные параметры изгиба обеспечивают высокую манёвренность и комфорт как для врача, так и для пациента.

- Full HD-визуализация с высоким уровнем детализации.
- Диаметр дистального конца всего 10,5 мм – для комфортного введения.
- Инструментальный канал Ø2,8 мм – для выполнения диагностических и терапевтических манипуляций.
- Угол обзора 145° и глубина резкости от 3 до 100 мм.
- Четырёхсторонний изгиб дистального конца – 210° вверх, 90° вниз, 100° вправо и влево.
- Наличие дополнительного канала подачи воды (Forward Water Jet).
- Совместимость с видеопроцессором Aohua AQ-200 и LED-источником света.
- Простота подключения, лёгкость в очистке и дезинфекции.

### Технические характеристики

Параметр	Значение
Способ введения	через рот (перорально)
Совместимость с видеопроцессорами	AQ-200
Источник света	светодиодный (LED)
Длина, мм:	
– рабочей (вводимой) части;	
– общая	1 050;
	1 350
Изгиб дистального конца, °:	
– вверх;	
– вниз;	
– вправо;	
– влево	210;
	90;
	100;
	100
Диаметр, мм:	
– инструментального канала;	
– вводимой трубки	Ø2,8;
	Ø10,5
Угол поля обзора, °	145
Глубина резкости, мм	от 3 до 100
Дополнительный канал промывки (Forward Water Jet)	наличие

## Преимущества

---

FHD-CL200JL предлагает множество преимуществ, которые делают его незаменимым инструментом для гастроэнтерологических, проктологических и колопроктологических исследований:

- Высокая точность диагностики – благодаря Full HD видеокамере, медицинские специалисты могут получить детализированное изображение толстого кишечника, что существенно улучшает качество диагностики и лечения.
- Удобство в эксплуатации – интуитивно понятные элементы управления и эргономичная конструкция делают прибор удобным для ежедневного использования, сокращая время на подготовку и проведение процедур.
- Безопасность и надежность – высокие стандарты качества, соблюдаемые при производстве данного гастроскопа, обеспечивают его долгосрочную эксплуатацию и надёжность в любых клинических условиях.

Является эффективным решением для проведения гастроэнтерологических, проктологических и колопроктологических исследований, объединяющим передовые технологии и отличные эксплуатационные характеристики.

## Характеристики

---

Параметр:	Показатель:
Бренд	Aohua Endoscopy
Страна бренда	Китай
Отрасли	Для эндоскопического отделения
Ссылка на документы	<a href="https://tech.nv-lab.ru/links/RU-00010033151.pdf">https://tech.nv-lab.ru/links/RU-00010033151.pdf</a>

### Дисклеймер:

Уважаемые покупатели, производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления продавца, поэтому размещённые на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными.

Характеристики и внешний вид товара иногда могут отличаться от опубликованных. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.