

Видеоколоноскоп Sonoscape EC-550T

Видеоэндоскопы



SonoScape

Под заказ

Области применения:

- Здоровоохранение

Описание

Видеоколоноскоп Sonoscape EC-550T

Видеоколоноскоп Sonoscape EC-550T – гибкий видеоэндоскоп для проведения диагностических и лечебных вмешательств в толстой кишке. Эндоскоп оснащён высокочувствительной ПЗС-матрицей, системой подачи воздуха и воды, а также инструментальным каналом для выполнения биопсий и эндоскопических манипуляций. Конструкция предусматривает герметичный корпус, устойчивость к многоразовой обработке и дезинфекции высокого уровня, а также эргономичную рукоятку управления. Эндоскоп полностью интегрирован в [Видеоэндоскопическую систему SonoScape HD-550](#), что обеспечивает высококачественную визуализацию, удобное управление подачей воздуха и воды, а также точное позиционирование инструмента во время процедур.

Особенности

- Высокое разрешение изображения при работе с HD-видеопроцессорами Sonoscape.
- Угол обзора 140° для детальной визуализации слизистой оболочки.
- Глубина резкости от 3 до 100 мм.
- Дополнительный водяной канал для эффективной очистки поля зрения.
- Функция OneTouch для быстрого управления во время исследования.
- Четырёхнаправляемая система изгиба дистального конца.
- Полная герметичность конструкции.
- Совместимость с эндоскопическими стойками Sonoscape упрощает интеграцию оборудования в кабинет эндоскопии.

Технические характеристики

| Характеристика | Значение |
|----------------------------------|------------------|
| Тип эндоскопа | Видеоэндоскоп |
| Назначение | Колоноскоп |
| Область исследования | Толстая кишка |
| Длина вводимой части | 1 700 мм |
| Диаметр изгибаемой части | 12,5 мм |
| Диаметр инструментального канала | 3,8 мм |
| Углы отклонения изгибаемой части | U/D180°, L/R160° |

Преимущества

- Высокое разрешение изображения для точной визуализации слизистой оболочки толстой кишки.
- Угол обзора 140° обеспечивает детальный обзор исследуемого участка.
- Глубина резкости от 3 до 100 мм позволяет фокусироваться на слизистой на разных расстояниях.
- Дополнительный водяной канал для эффективной очистки поля зрения во время процедуры.
- Функция OneTouch обеспечивает быстрый контроль эндоскопа во время исследования.
- Четырёхнаправляемая система изгиба дистального конца повышает манёвренность в анатомически сложных участках.

- Полная герметичность конструкции обеспечивает защиту внутренних компонентов от влаги и дезинфицирующих растворов.
- Совместимость с эндоскопическими стойками SonoScape упрощает интеграцию оборудования в кабинет эндоскопии.

Характеристики

| Параметр: | Показатель: |
|---------------------|--|
| Бренд | SonoScape |
| Страна бренда | Китай |
| Отрасли | Для эндоскопического отделения |
| Ссылка на документы | https://tech.nv-lab.ru/links/RU-00010038677.pdf , https://tech.nv-lab.ru/links/RU-00010038677.pdf |
| Страна производства | Китай |

Дисклеймер:

Уважаемые покупатели, производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления продавца, поэтому размещённые на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными.

Характеристики и внешний вид товара иногда могут отличаться от опубликованных. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.