

## Видеоколоноскоп Sonoscape EC-550T

Видеоэндоскопы



**SonoScape**

Под заказ

**Области применения:**

- Здоровоохранение

### Описание

#### Видеоколоноскоп Sonoscape EC-550T

Видеоколоноскоп Sonoscape EC-550T – гибкий видеоэндоскоп для проведения диагностических и лечебных вмешательств в толстой кишке. Эндоскоп оснащён высокочувствительной ПЗС-матрицей, системой подачи воздуха и воды, а также инструментальным каналом для выполнения биопсий и эндоскопических манипуляций. Конструкция предусматривает герметичный корпус, устойчивость к многоразовой обработке и дезинфекции высокого уровня, а также эргономичную рукоятку управления. Эндоскоп полностью интегрирован в [Видеоэндоскопическую систему SonoScape HD-550](#), что обеспечивает высококачественную визуализацию, удобное управление подачей воздуха и воды, а также точное позиционирование инструмента во время процедур.

#### Особенности

- Высокое разрешение изображения при работе с HD-видеопроцессорами Sonoscape.
- Угол обзора 140° для детальной визуализации слизистой оболочки.
- Глубина резкости от 3 до 100 мм.
- Дополнительный водяной канал для эффективной очистки поля зрения.
- Функция OneTouch для быстрого управления во время исследования.
- Четырёхнаправляемая система изгиба дистального конца.
- Полная герметичность конструкции.
- Совместимость с эндоскопическими стойками Sonoscape упрощает интеграцию оборудования в кабинет эндоскопии.

#### Технические характеристики

Характеристика	Значение
Тип эндоскопа	Видеоэндоскоп
Назначение	Колоноскоп
Область исследования	Толстая кишка
Длина вводимой части	1 700 мм
Диаметр изгибаемой части	12,5 мм
Диаметр инструментального канала	3,8 мм
Углы отклонения изгибаемой части	U/D180°, L/R160°

### Преимущества

- Высокое разрешение изображения для точной визуализации слизистой оболочки толстой кишки.
- Угол обзора 140° обеспечивает детальный обзор исследуемого участка.
- Глубина резкости от 3 до 100 мм позволяет фокусироваться на слизистой на разных расстояниях.
- Дополнительный водяной канал для эффективной очистки поля зрения во время процедуры.
- Функция OneTouch обеспечивает быстрый контроль эндоскопа во время исследования.
- Четырёхнаправляемая система изгиба дистального конца повышает манёвренность в анатомически сложных участках.

- Полная герметичность конструкции обеспечивает защиту внутренних компонентов от влаги и дезинфицирующих растворов.
- Совместимость с эндоскопическими стойками SonoScape упрощает интеграцию оборудования в кабинет эндоскопии.

## Характеристики

Параметр:	Показатель:
Бренд	SonoScape
Страна бренда	Китай
Отрасли	Здравоохранение
Ссылка на документы	<a href="https://tech.nv-lab.ru/links/RU-00010038677.pdf">https://tech.nv-lab.ru/links/RU-00010038677.pdf</a> , <a href="https://tech.nv-lab.ru/links/RU-00010038677.pdf">https://tech.nv-lab.ru/links/RU-00010038677.pdf</a>
Страна производства	Китай

### Дисклеймер:

Уважаемые покупатели, производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления продавца, поэтому размещённые на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными.

Характеристики и внешний вид товара иногда могут отличаться от опубликованных. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.