

## Внутрибольничная 2-ярусная тележка со стальными поддонами ТБ-01-КРОНТ-2

Тележки внутрикорпусные



**Ваша цена**

Розница

**0 руб.**

Оптовая цена  
По запросу



Под заказ

НДС не облагается

### Описание

#### Внутрибольничная 2-ярусная тележка со стальными поддонами ТБ-01-КРОНТ-2

Тележка ТБ-01-КРОНТ-2 предназначена для перевозки медикаментов, перевязочных материалов и других медицинских изделий внутри лечебно-профилактических учреждений. Компактная и устойчивая конструкция, прочные стальные поддоны и удобные поворотные колёсные опоры обеспечивают комфортную эксплуатацию и соблюдение санитарно-гигиенических требований.

Тележка может использоваться для размещения контейнеров для дезинфекции и стерилизации КДС-«КРОНТ», а также для раздачи пищи. Легкосъёмные и самофиксирующиеся поддоны упрощают проведение санитарной обработки.

#### Особенности

- Рамная конструкция из металлических труб круглого сечения с порошковым покрытием.
- Несварная конструкция облегчает санитарную обработку.
- Два из четырёх колес с тормозами, пластиковые амортизирующие отражатели на всех опорах.
- Поддоны из полированной нержавеющей стали, самофиксирующиеся и легкосъёмные.
- Допускается обработка всеми дезинфицирующими средствами, разрешёнными в РФ.
- Компактные габариты и удобная эргономика для работы медицинского персонала.

#### Технические характеристики

Характеристика	Значение
Количество поддонов	2
Грузоподъёмность, кг, не более	50 (равномерно распределённая по поддонам)
Рабочая поверхность верхнего поддона (Д × Ш × В), мм, не более	770 × 400 × 22
Рабочая поверхность нижнего поддона (Д × Ш × В), мм, не более	660 × 400 × 22
Расстояние между поддонами, мм	540
Срок службы, лет	5

### Преимущества

Тележки ТБ-01-КРОНТ-2 обладают рядом преимуществ, которые делают их незаменимыми в лечебно-профилактических учреждениях и лабораториях:

- Прочная рамная конструкция из металлических труб с порошковым покрытием — обеспечивает долговечность и устойчивость к механическим повреждениям.
- Стальные поддоны, самофиксирующиеся и легкосъёмные — упрощают санитарную обработку и обеспечивают безопасность размещаемых изделий.
- Поворотные колёсные опоры 100 мм с резиновым ободом — обеспечивают лёгкое перемещение даже по неравномерной поверхности.
- Наличие тормозов на двух диагонально расположенных колёсах — повышает безопасность при работе с тележкой.

Пластиковые амортизирующие отражатели на всех колёсах — предотвращают повреждение стен и мебели при маневрировании.

- Компактные габариты — позволяют использовать тележку в операционных, палатах, лабораториях и аптеках.
- Возможность размещения контейнеров для дезинфекции и стерилизации КДС-«КРОНТ» и раздачи пищи — универсальность применения.
- Допустимость обработки всеми дезинфицирующими средствами, разрешёнными в РФ — обеспечивает соблюдение санитарных норм.
- Надёжность и долговечность эксплуатации — срок службы до 5 лет при соблюдении условий использования.

Тележки ТБ-01-КРОНТ-2 обеспечивают удобство транспортировки медицинских изделий, повышают эффективность работы персонала и соблюдение санитарных требований в клинической практике.

## Характеристики

Параметр:	Показатель:
<b>Бренд</b>	КРОНТ
<b>Страна бренда</b>	Россия
<b>Ссылка на документы</b>	<a href="https://tech.nv-lab.ru/links/RU-00010003934.pdf">https://tech.nv-lab.ru/links/RU-00010003934.pdf</a>
<b>Габариты, мм</b>	890 × 525 × 935
<b>Вес, кг</b>	15
<b>Габариты в упаковке, мм</b>	1 020 × 170 × 500
<b>Страна производства</b>	Россия

### Дисклеймер:

Уважаемые покупатели, производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления продавца, поэтому размещённые на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными.

Характеристики и внешний вид товара иногда могут отличаться от опубликованных. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.