

## Внутрибольничная 3-х ярусная тележка с выдвижными ящиками ТБ-01-КРОНТ-3/6

Тележки внутрикорпусные



### Ваша цена

Розница  
**17 672 руб.**

Оптовая цена  
**17 018 руб.**



Под заказ

НДС не облагается

## Описание

### Внутрибольничная 3-х ярусная тележка с выдвижными ящиками ТБ-01-КРОНТ-3/6

Тележка ТБ-01-КРОНТ-3/6 – внутрибольничная 3-х ярусная тележка с выдвижными ящиками, предназначенная для компактного размещения медикаментов, медицинских изделий и инструментов. Каждый ярус состоит из поддона с двумя выдвижными ящиками, что обеспечивает удобное хранение одноразовых изделий медицинского назначения, шприцов, вакуумных пробирок, масок, перевязочных материалов, медикаментов, перчаток и прочих приспособлений.

Тележка применяется для оснащения медицинских организаций и может использоваться для размещения контейнеров КДС-«КРОНТ», а также для дезинфекции и химической стерилизации медицинских изделий.

Рамная конструкция изготовлена из металлических труб круглого сечения с химически стойким порошковым покрытием. Для облегчения санитарной обработки тележка несварная. Опоры поворотные с резиновым ободом  $\approx 100$  мм, два из четырёх колес имеют тормоз, каждая опора оборудована пластиковым амортизирующим отражателем. Цельнолитые поддоны выполнены из ударопрочного химически стойкого полимерного материала, самофиксирующиеся и легко снимаются, допускается обработка любыми дезинфицирующими средствами, разрешёнными в РФ.

### Особенности

- Трёхъярусная конструкция с выдвижными ящиками для каждого поддона.
- Компактное размещение медикаментов и медицинских изделий.
- Рамная несварная конструкция из металлических труб с порошковым покрытием.
- Цельнолитые поддоны из ударопрочного химически стойкого полимерного материала.
- Поддоны самофиксирующиеся и легко снимаются для санитарной обработки.
- Поворотные колёсные опоры  $\approx 100$  мм с резиновым ободом и тормозом на двух колесах.
- Пластиковые амортизирующие отражатели на каждой опоре.
- Ящики предназначены для хранения одноразовых изделий, инструментов и приспособлений.
- Допускается обработка любыми дезинфицирующими средствами, разрешёнными в РФ.

### Технические характеристики

Характеристика	Значение
Количество поддонов	3
Количество выдвижных ящиков	6
Цвет поддонов и ящиков	Белый
Грузоподъёмность, кг, не более на 1 ящик – не более 3 кг	50 (равномерно распределённая по поддонам); нагрузка
Рабочая поверхность поддонов (Д × Ш × В), мм, не более	770 × 400 × 13
Расстояние между ярусами, мм	180
Внутренние размеры ящика (Г × Ш × В), мм	375 × 270 × 100
Срок службы, лет	5

## Преимущества

Тележки ТБ-01-КРОНТ-3/6 предлагают множество преимуществ, которые делают их незаменимым элементом оснащения медицинских учреждений:

- Прочность и надёжность конструкции — обеспечивает долгий срок службы и стабильность при эксплуатации.
- Трёхъярусная конструкция с выдвигаемыми ящиками — удобство организации хранения медикаментов, инструментов и расходных материалов.
- Цельнолитые поддоны из ударопрочного полимера — устойчивы к механическим повреждениям и химическим дезинфектантам.
- Лёгкая санитарная обработка — поддоны самофиксируются и легко снимаются, конструкция несварная.
- Поворотные колёса  $\varnothing 100$  мм с резиновым ободом и тормозом — простота перемещения и фиксации тележки в нужном месте.
- Пластиковые амортизирующие отражатели на колесах — защита от ударов и повреждений оборудования и стен.
- Удобные размеры ящиков — позволяют компактно хранить одноразовые изделия, шприцы, вакуумные пробирки, маски, перчатки и перевязочные материалы.
- Белый цвет поддонов и ящиков — визуальная чистота и соответствие стандартам медицинских учреждений.
- Допускается обработка любыми разрешёнными дезинфицирующими средствами — безопасная эксплуатация в условиях клиники.
- Оптимальная грузоподъёмность — до 50 кг равномерно по поддонам, нагрузка на один ящик до 3 кг.

Тележка ТБ-01-КРОНТ-3/6 является эффективным решением для организации хранения и транспортировки медицинских изделий, инструментов и расходных материалов, обеспечивая удобство, безопасность и соответствие требованиям современных медицинских учреждений.

## Характеристики

Параметр:	Показатель:
<b>Бренд</b>	КРОНТ
<b>Страна бренда</b>	Россия
<b>Ссылка на документы</b>	<a href="https://tech.nv-lab.ru/links/RU-00010005821.pdf">https://tech.nv-lab.ru/links/RU-00010005821.pdf</a>
<b>Габариты, мм</b>	890 × 525 × 935
<b>Вес, кг</b>	22
<b>Габариты в упаковке, мм</b>	1 020 × 330 × 530
<b>Страна производства</b>	Россия

### Дисклеймер:

Уважаемые покупатели, производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления продавца, поэтому размещённые на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными.

Характеристики и внешний вид товара иногда могут отличаться от опубликованных. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.