

Воздушный стерилизатор КасПЗ ГП-10 МО

Воздушные стерилизаторы (сухожары)

Арт. КИУС.942712.014-03



Ваша цена

Розница
28 660 руб.

Оптовая цена
27 926 руб.



В наличии

Области применения:

- Здравоохранение

НДС не облагается

- Объём рабочей камеры, л: 10
- Диапазон температур, °С: 50...200

Товар участвует в акциях:

- Гарантия наименьшей цены
- Акция
- Популярное

Описание

Воздушный стерилизатор КасПЗ ГП-10 МО (без охлаждения)

КасПЗ ГП-10 МО – это воздушный стерилизатор прямоугольного типа, предназначенный для стерилизации изделий из термостойких материалов (металлы, стекло, силиконовая резина), таких как хирургические и стоматологические инструменты, термостойкие шприцы и иглы, стеклянная посуда и прочие медицинские изделия. Также может использоваться для дезинфекции и сушки.

Область применения: лечебно-профилактические учреждения, эпидемиологические лаборатории, аптеки, НИИ, медицинские организации, салоны красоты, парикмахерские, маникюрные кабинеты, ветеринарные клиники.

Стерилизатор оснащён системой автоматического управления, позволяющей точно поддерживать температурный режим, отображать параметры на цифровом дисплее, а также сохранять до 10 пользовательских программ в энергонезависимой памяти. Температура в камере равномерно распределяется за счёт циркуляции воздуха вентилятором.

Предусмотрена защита от перегрева и функция отложенного старта. Камера и контактирующие элементы изготовлены из коррозионностойкой стали. В устройстве установлен платиновый датчик температуры.

Вниманию покупателей! Всегда в наличии [стерилизаторы воздушные ГП-10 СПУ](#).

Технические характеристики

| | |
|---------------------------------------|--|
| Параметр | Значение |
| Тип камеры | прямоугольная |
| Полезный объём камеры | 10 л |
| Внутренние размеры камеры (Ш × Г × В) | 208 × 225 × 280 мм |
| Внешние габариты (Ш × Г × В) | 442 × 450 × 415 мм |
| Масса | 14,5 ± 2,0 кг |
| Потребляемая мощность | 0,9 кВт |
| Питание | 220/50 В/Гц |
| Задаваемые температурные режимы | 50 – 200 °С |
| Автоматические программы | Стерилизация при 160 ± 3 °С в течение 150 ± 5 мин; Стерилизация при 180 ± 3 °С в течение 60 ± 5 мин; Дезинфекция при 120 ± 3 °С в течение 45 ± 5 мин; Сушка при 85 ± 3 °С |
| Время нагрева до 180 °С | до 30 мин |

| | |
|--------------------------------------|--------------|
| Предельное отклонение температуры | ±3 °С |
| Аварийное отключение при перегреве | 205 – 235 °С |
| Количество полок (стандартное/макс.) | 2/6 шт. |
| Размеры полок | 187 × 212 мм |
| Минимальный шаг полок | 35 мм |
| Уровень звуковой мощности | ≤ 67 дБА |
| Время непрерывной работы | ≥ 16 ч |
| Наработка на отказ | ≥ 2 500 ч |

Средний срок службы 8 лет
Транспортные характеристики

| Параметр | Значение |
|---------------------------|-----------------------|
| Количество мест | 1 |
| Максимальная длина места | 500 мм |
| Максимальная ширина места | 500 мм |
| Максимальная высота места | 490 мм |
| Максимальный вес | 21 кг |
| Общий вес | 21 кг |
| Общий объём | 0,1225 м ³ |

Преимущества

Воздушный стерилизатор КасПЗ ГП-10 МО предлагает ряд преимуществ, которые делают его надёжным выбором для медицинских учреждений:

- Компактные размеры – удобно размещается в ограниченном пространстве процедурных и лабораторий.
- Простота управления – понятная панель управления и автоматическое поддержание заданной температуры.
- Точный контроль температуры – обеспечивает равномерный прогрев и стабильную стерилизацию по всему объёму камеры.
- Надёжный механический терморегулятор – снижает риск перегрева и гарантирует безопасность эксплуатации.
- Устойчивый корпус – выполнен из прочного металла с термостойким покрытием, устойчив к дезинфекции.
- Оптимальный объём камеры – подходит для обработки мелких инструментов и расходных материалов.
- Подходит для использования в условиях с ограниченной вентиляцией – благодаря отсутствию принудительного охлаждения.
- Соответствие санитарным требованиям – допускается к использованию в ЛПУ различного профиля.
- Снижение эксплуатационных расходов – не требует подключения к системе водоснабжения и вентиляции.

КасПЗ ГП-10 МО – это надёжное решение для сухожаровой стерилизации медицинских инструментов в условиях клиники, лаборатории или процедурного кабинета.

Характеристики

| Параметр: | Показатель: |
|---------------------|---|
| Артикул | КИУС.942712.014-03 |
| Бренд | Касимовский приборный завод |
| Страна бренда | Россия |
| Отрасли | Здравоохранение, Для отделения стерилизации |
| Ссылка на документы | https://tech.nv-lab.ru/links/RU-00000001531.pdf |

| | |
|--|-------------------------------|
| Время непрерывной работы, часов | 16 |
| Наработка на отказ, часов | 2 500 |
| Объём рабочей камеры, л | 10 |
| Размеры рабочей камеры, мм | 208 × 225 × 280 |
| Диапазон температур, °С | 50...200 |
| Отклонение температуры от заданной, ±°С | 3 |
| Время нагрева, мин, не более | 30 |
| Количество полок | 2 стандартное, 6 максимальное |
| Размер полки, мм | 187 × 212 |
| Габариты, мм | 442 × 450 × 415 |
| Вес, кг | 14.5 |
| Электропитание, В | 220 |
| Потребляемая мощность, Вт | 900 |
| Страна производства | Россия |

Дисклеймер:

Уважаемые покупатели, производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления продавца, поэтому размещённые на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными.

Характеристики и внешний вид товара иногда могут отличаться от опубликованных. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.