

Воздушный стерилизатор СКТБ СПУ ГП-20 («Бюджетный» — без охлаждения, лакокрасочное покрытие корпуса)

Воздушные стерилизаторы (сухожары)

Арт. 3012



Ваша цена

Розница **Оптовая цена 32 038 руб. 29 439 руб.**



В наличии

Области применения:

• Здравоохранение

НДС не облагается

- Объём рабочей камеры, л: 20
- Диапазон температур, °C: 50...200

Наличие регистрационного удостоверения

Array

Описание

Воздушный стерилизатор СКТБ СПУ ГП-20

Воздушный стерилизатор СКТБ СПУ ГП-20 — настольная модель сухожарового шкафа, является самым популярным среди настольных стерилизаторов. Предназначен для стерилизации и дезинфекции медицинских инструментов сухим горячим воздухом. Отличается высокой надёжностью, удобным управлением и качественной сборкой от производителя.

Благодаря относительно небольшому весу и компактным размерам стерилизатор легко перемещается в помещении. Смоленские стерилизаторы ГП-20 СПУ имеют прочную заводскую упаковку с обрешёткой, что исключает повреждения при транспортировке.

Только у нас — в наличии на складе!

Режимы работы

- Стерилизация I: 180 °C / 60 мин
- Стерилизация II: 160 °C / 150 мин
- Дезинфекция: 120 °C / 45 мин
- Доп. режим (сушка): 50 200 °C / 1 999 мин

Особенности

- Компактная настольная модель
- Простое и дружелюбное управление
- Надёжная сборка и длительный срок службы
- Предусмотрено аварийное отключение при перегреве
- Система точного поддержания температуры ±3 °C
- Ударопрочная заводская упаковка с обрешёткой
- Гарантированно низкая цена

Технические характеристики

Характеристика Значение			
Объём камеры 20 л			
Предельные отклонения температуры ±3 °C			
Предельное отклонение времени выдержки +5 мин			
Время нагрева до 180 °C (загруженный/незагруженный) 55 / 25 м			
Время непрерывной работы до 16 ч			
Количество полок 2 шт. (дополнительно — по заказу)			



Максимальный уровень шума 67 дБ	
Аварийное отключение при перегреве	205 – 235 °C
Условия эксплуатации +10 – +35 °C, вл	– ажность до 80%, давление 84 – 107 кПа

Преимущества

Стерилизатор СКТБ СПУ ГП-20 обладает рядом преимуществ, которые делают его удобным и надёжным инструментом для стерилизации и дезинфекции в медицинских и лабораторных условиях:

- Относительно небольшой вес обеспечивает лёгкое перемещение стерилизатора в помещении.
- Лёгкий, дружелюбный интерфейс простота в управлении и настройке режимов.
- Надёжная сборка и отличный сервис от производителя гарантирует долгий срок эксплуатации.
- Гарантированно низкая цена оптимальное сочетание стоимости и качества.
 Высокая надёжность работы точное поддержание температуры и времени стерилизации.
- Предусмотрена защита от перегрева безопасность при эксплуатации.
- Компактные размеры удобство размещения на рабочем столе или в лаборатории.
- Энергоэффективность минимальное потребление электроэнергии при высокой производительности.
- Прочная заводская упаковка с обрешёткой предотвращает повреждения при транспортировке.

Стерилизатор СКТБ СПУ ГП-20 является надёжным и эффективным решением для работы в лечебно-профилактических учреждениях, стоматологических и косметологических клиниках, лабораториях и промышленных предприятиях.

Характеристики

Параметр:	Показатель:
Артикул	3012
Бренд	Смоленское СКТБ СПУ
Страна бренда	Россия
Отрасли	Для отделения стерилизации
Объём рабочей камеры, л	20
Размеры рабочей камеры, мм	333 × 215 × 277
Диапазон температур, °С	50200
Отклонение температуры от заданной, ±°C	±3
Время нагрева, мин, не более	25 для незагруженного, 55 для загруженного
Габариты, мм	625 × 475 × 416
Вес, кг	32
Вес в упаковке, кг	35
Электропитание, В	220
Потребляемая мощность, Вт	1 500
Страна производства	Россия



Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.