

## Вытяжной шкаф НВ-1500 ШВ

Вытяжные шкафы



### Ваша цена

Розница  
**50 359 руб.**

Оптовая цена  
**48 346 руб.**



В наличии

С учетом НДС 22 %

- Серия: НВ
- Тип: вытяжной шкаф
- Особенности: с мойкой, со встроенными розетками, с одной подъемной рамой
- Ширина столешницы, мм: 1410
- Материал столешницы: керамогранитная плитка, ламинат, нержавеющая сталь, полипропилен, химически стойкий пластик

## Описание

### Вытяжной шкаф НВ-1500 ШВ

Лабораторный вытяжной шкаф НВ-1500 ШВ – это однорамный шкаф с шириной столешницы 1410 мм.

Рабочая камера сделана на основе цельносварного металлического каркаса в порошковой окраске. Несущие ламинированные панели (ЛДСП толщиной 16 мм) окантованы прочной ПВХ-кромкой толщиной 2 мм, что увеличивает ударостойкость и механическую прочность изделий. Опоры регулируются по высоте.

Рабочая зона закрывается подъемной рамой с противовесами. В стандартной комплектации есть две зоны вытяжки: купол вытяжного бокса и уровень столешницы. Диаметр фланца для подключения к системе вентиляции: 150 мм. Две модели: НВ-1500 ШВ-Б и НВ-1500 ШВ-У доступны в исполнении с дополнительной вытяжкой из нижней тумбы.

Вытяжные шкафы снабжены люминесцентным светильником с выключателем и двумя розетками (кроме модели НВ-1500 М). Розетки со степенью защиты IP20, максимальная нагрузка 1,5 кВт.

Внешние габаритные размеры шкафа: 1410×700×1960 мм.

Мы предлагаем вытяжные шкафы с различным материалом рабочей поверхности

---

Исполнение Покрытие столешницы

НВ-1500 ШВ-М

Бюджетная модель без нижней тумбы и розеток Ламинат

---

НВ-1500 ШВ-Б Керамогранитная плитка

НВ-1500 ШВ-Б

Модель с дополнительной вытяжкой в нижней тумбе Керамогранитная плитка

НВ-1500 ШВ-У

Модель с небольшой раковиной из полипропилена и смесителем Керамогранитная плитка

НВ-1500 ШВ-У

Модель с небольшой раковиной из полипропилена и смесителем, а также с дополнительной вытяжкой в нижней тумбе Керамогранитная плитка

---

НВ-1500 ШВ-Б-НЕРЖ Нержавеющая сталь

---

НВ-1500 ШВ-СПБ Химически стойкий пластик

НВ-1500 ШВ-ПБ Полипропилен

По индивидуальному заказу любую модель шкафа можно снабдить дополнительной вытяжкой из нижней тумбы. В стандартном исполнении мы предлагаем вытяжные шкафы серого цвета, но по согласованию с заказчиком возможно изменение цвета на белый без увеличения стоимости.

Кроме того, «КОРСА» может изготовить шкафы по вашим размерам и из материалов, отвечающим вашим задачам.

## Характеристики

Параметр:	Показатель:
Бренд	КОРСА
Страна бренда	Россия
Ссылка на документы	<a href="https://tech.nv-lab.ru/links/DS-00000031098.pdf">https://tech.nv-lab.ru/links/DS-00000031098.pdf</a>
Серия	НВ
Тип	вытяжной шкаф
Особенности	с мойкой, со встроенными розетками, с одной подъёмной рамой
Ширина столешницы, мм	1410
Материал столешницы	керамогранитная плитка, ламинат, нержавеющая сталь, полипропилен, химически стойкий пластик
Габариты, мм	1410×700×1960
Вес, кг	120
Страна производства	Россия

### Дисклеймер:

Уважаемые покупатели, производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления продавца, поэтому размещённые на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными.

Характеристики и внешний вид товара иногда могут отличаться от опубликованных. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.