

Вытяжной шкаф Теолаб ШВ-1200 КГ

Вытяжные шкафы



Ваша цена

Розница
64 500 руб.

Оптовая цена
61 920 руб.



В наличии

НДС не облагается

Описание

Вытяжной шкаф со столешницей из керамогранитной плитки Теолаб ШВ-1200 КГ

Теолаб ШВ-1200 КГ — компактный однорамный вытяжной шкаф со столешницей из керамогранитной плитки, предназначенный для работы с химическими, биологическими и медицинскими материалами в лабораториях различного профиля. Столешница устойчива к высоким температурам, концентрированным кислотам, щелочам и органическим растворителям, а специальный алюминиевый бортик защищает от проливаний.

Рабочая зона закрывается одной подъёмной рамой с противовесом. Шкаф оборудован двумя зонами вытяжки — купол вытяжного бокса и уровень столешницы, диаметр фланца для подключения к вентиляции составляет 150 мм. Освещение обеспечивается светодиодной лампой с выключателем справа на корпусе, рядом с двумя розетками, одна из которых с заземлением, максимальная нагрузка 1,5 кВт.

Основание шкафа выполнено на цельносварном металлическом каркасе с порошковой окраской. Боковые панели из ЛДСП толщиной 16 мм с прочной ПВХ-кромкой 2 мм. Ножки регулируются по высоте от 0 до 2 см, что позволяет устанавливать шкаф даже на неровном полу.

Особенности

- Столешница из керамогранитной плитки, устойчивая к кислотам, щелочам и высоким температурам.
- Компактные габариты для небольших помещений.
- Защитный алюминиевый бортик высотой 5 мм от проливаний.
- Две зоны вытяжки с возможностью подключения к вентиляции.
- Светодиодное освещение рабочей зоны.
- Две розетки, одна с заземлением, максимальная нагрузка 1,5 кВт.
- Регулируемые ножки для установки на неровном полу.
- Цельносварной металлический каркас с порошковой окраской.

Технические характеристики

Характеристика	Значение
Столешница	Керамогранитная плитка
Размеры рабочей зоны (Ш × Г × В)	1 165 × 615 × 1 070 мм
Высота шкафа с полностью поднятым стеклом	2 470 мм
Диаметр фланца для подключения к вентиляции	150 мм
Розетки	2 (одна с заземлением)

Преимущества

Вытяжные шкафы Теолаб ШВ-1200 КГ предлагают множество преимуществ, которые делают их удобным и надёжным решением для лабораторий различного профиля:

- Столешница из керамогранитной плитки – практичное и долговечное решение для химических, биологических и медицинских лабораторий, устойчивое к кислотам, щелочам, органическим растворителям и высоким температурам.
- Бюджетное решение – сочетает доступную стоимость с надёжностью и долговечностью конструкции.
- Компактные габариты – оптимальны для небольших помещений и лабораторных кабинетов.
- Удобная рабочая высота 850 мм – позволяет комфортно работать сидя или стоя.
- Защитный алюминиевый бортик 5 мм – предотвращает проливания и повреждение пола.
- Две зоны вытяжки – купол и уровень столешницы обеспечивают эффективное удаление вредных испарений.
- Светодиодное освещение рабочей зоны – равномерное и экономичное.
- Две розетки, одна с заземлением, максимальная нагрузка 1,5 кВт – удобство подключения оборудования.
- Регулируемые ножки 0 – 2 см – позволяют установить шкаф на неровном полу.
- Цельносварной металлический каркас с порошковой окраской – прочность и долговечность конструкции.
- Однорамная подъёмная стеклянная дверь с противовесом – удобный доступ к рабочей зоне.

ШВ-1200 КГ является эффективным решением для лабораторий, обеспечивая безопасность, удобство эксплуатации и надёжность на долгие годы.

Характеристики

Параметр:	Показатель:
Бренд	КОРСА
Страна бренда	Россия
Ссылка на документы	https://tech.nv-lab.ru/links/DS-00010028110.pdf , https://tech.nv-lab.ru/links/RU-00010028110.pdf
Габариты, мм	1 205 × 703 × 1 960
Потребляемая мощность, Вт	не более 7
Страна производства	Россия

Дисклеймер:

Уважаемые покупатели, производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления продавца, поэтому размещённые на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными.

Характеристики и внешний вид товара иногда могут отличаться от опубликованных. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.