

## Вытяжной шкаф Теолаб ШВ-1500 КГ

Вытяжные шкафы



Ваша цена

Розница Оптовая цена 70 717 руб. 67 890 руб.



Под заказ

НДС не облагается

Наличие регистрационного удостоверения

Array

#### Описание

# Вытяжной шкаф со столешницей из керамогранитной плитки Теолаб ШВ-1500 КГ

Теолаб ШВ–1500 КГ — компактный однорамный вытяжной шкаф с рабочей поверхностью из керамогранитной плитки. Предназначен для защиты персонала и рабочего пространства при работе с токсичными, летучими и агрессивными веществами в лабораториях различного профиля. Столешница устойчива к воздействию кислот, щелочей, органических растворителей и высоких температур, а также оснащена алюминиевым бортиком для предотвращения проливов.

Рабочая зона оснащена подъёмной рамой с противовесом, светодиодным освещением и двумя розетками (одна с заземлением), что обеспечивает удобство и безопасность эксплуатации. Шкаф выполнен на прочном цельносварном металлическом каркасе с регулируемыми ножками и боковыми панелями из ЛДСП, окантованными ПВХ-кромкой.

### Особенности

- Столешница из керамогранитной плитки устойчива к реактивам и нагреву.
- Алюминиевый бортик высотой 5 мм защищает от проливаний.
- Рабочая зона с подъёмной рамой и противовесом.
- Светодиодное освещение в комплекте.
- Две розетки (одна с заземлением), нагрузка до 1,5 кВт.
- Регулируемые по высоте ножки (0-20 мм).
- Цельносварной металлический каркас с порошковой окраской.
- Высота рабочей поверхности 85 см удобно для работы сидя и стоя.

## Технические характеристики

 Характеристика	Значение		
Размер рабочей зоны (Ш × Г × В)		1465 ×	615 × 1070 мм
Высота шкафа с поднятым стеклом		247	Э мм
Столешница К	ерамогранитна	ая плитка	
Высота рабочей поверхности		850 мм	
Диаметр фланца подключения		150 мм	
Розетки 2 (одна с заземление		ем), нагруз	ка до 1,5 кВт

## Преимущества

Вытяжной шкаф Теолаб ШВ–1500 КГ обладает рядом преимуществ, которые делают его удобным и надёжным решением для современных лабораторий:



- Столешница из керамогранитной плитки устойчива к высоким температурам, воздействию кислот, щелочей и растворителей.
- Специальный бортик высотой 5 мм предотвращает проливание жидкостей и защищает рабочую поверхность.
- Компактные габариты подходят для небольших лабораторных помещений.
- Высота рабочей поверхности 85 см удобно работать как сидя, так и стоя.
- Две зоны вытяжки (купол и уровень столешницы) обеспечивают эффективное удаление вредных веществ.
- Светодиодное освещение рабочей зоны комфортная работа в любое время суток.
- Наличие двух розеток (одна с заземлением) для подключения оборудования, нагрузка до 1,5 кВт.
- Прочное основание из цельносварного металлического каркаса с порошковой окраской.
- Регулируемые ножки устойчивое расположение шкафа даже на неровном полу.
- Бюджетное и надёжное решение для лабораторий с разными направлениями деятельности.

Шкаф Теолаб ШВ-1500 КГ сочетает практичность, долговечность и эргономичность, обеспечивая безопасные условия для работы с химическими и биологическими веществами.

## Характеристики

Параметр:	Показатель:	
параметр.	HURASATEJIB.	
Бренд	KOPCA	
Страна бренда	Россия	
Габариты, мм	1 505 × 703 × 1 960	
Потребляемая мощность, Вт	не более 7	
Страна производства	Россия	

#### Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.