

Вытяжной шкаф Теолаб ШВ-900 Л

Вытяжные шкафы



Ваша цена

Розница
48 360 руб.

Оптовая цена
46 426 руб.



В наличии

НДС не облагается

Описание

Вытяжной шкаф со столешницей из ЛДСП Теолаб ШВ-900 Л

Теолаб ШВ-900 Л – компактный однорамный вытяжной шкаф серии «Стандарт» шириной 900 мм со столешницей из ламинированной ДСП. Предназначен для проведения лабораторных работ с токсичными и летучими веществами, растворителями и другими реагентами, требующими организации надёжной вытяжки. Оптимальное решение для учебных и производственных лабораторий с ограниченным пространством.

Рабочая зона шкафа закрывается подъёмной рамой с противовесом. Вытяжка осуществляется через две зоны – купол вытяжного бокса и уровень столешницы. Оснащён светодиодной лампой (входит в комплектацию), выключатель расположен с правой стороны корпуса. Для подключения к системе вентиляции предусмотрен фланец диаметром 150 мм.

Столешница из ЛДСП влагостойкая, устойчива к кратковременному воздействию кислот, щелочей и органических растворителей, но не предназначена для длительного контакта с агрессивными средами или сильного нагрева. Каркас шкафа цельносварной, металлический, с порошковым покрытием. Задняя панель выполнена из ЛДСП толщиной 16 мм, окантована ПВХ-кромкой 2 мм. Ножки регулируются по высоте до 2 см, что удобно при установке на неровном полу.

Особенности

- Бюджетное решение для учебных и производственных лабораторий.
- Компактные размеры – подходит для небольших помещений.
- Удобная работа сидя или стоя: высота рабочей поверхности 85 см.
- Регулируемые ножки для устойчивости на неровном полу.
- Светодиодное освещение рабочей зоны (в комплекте).

Технические характеристики

| Характеристика | Значение |
|---|--------------------|
| Столешница | Ламинированная ДСП |
| Размеры рабочей зоны (Ш × Г × В), мм | 865 × 615 × 1 070 |
| Высота шкафа с поднятым стеклом, мм | 2 470 |
| Диаметр фланца для подключения к вентиляции, мм | 150 |

Преимущества

Вытяжной шкаф Теолаб ШВ-900 Л предлагает ряд преимуществ, которые делают его удобным и функциональным решением для лабораторий:

- Бюджетное решение для лабораторий, которым важна надёжность и долговечность мебели.
- Компактные размеры – подходит для небольших помещений.
- Удобная работа сидя или стоя: высота рабочей поверхности от пола равна 85 см.
- Столешница из ламинированной ДСП – влагостойкая и устойчивая к кратковременному

воздействию кислот, щелочей и органических растворителей.

- Регулируемые ножки позволяют установить шкаф даже на неровном полу.
- Две зоны вытяжки: купол вытяжного бокса и уровень столешницы для эффективного удаления вредных испарений.
- Светодиодное освещение рабочей зоны (входит в комплект) обеспечивает комфортную видимость при работе с материалами.
- Цельносварной металлический каркас с порошковым покрытием гарантирует долговечность конструкции.
- Задняя панель из ЛДСП толщиной 16 мм с окантовкой ПВХ 2 мм повышает устойчивость к механическим повреждениям.

Шкаф Теолаб ШВ-900 Л является надёжным и практичным решением для проведения лабораторных работ с химическими, биологическими и медицинскими материалами.

Характеристики

| Параметр: | Показатель: |
|---------------------|--|
| Бренд | КОРСА |
| Страна бренда | Россия |
| Ссылка на документы | https://tech.nv-lab.ru/links/RU-00010031617.pdf , https://tech.nv-lab.ru/links/DS-00010031617.pdf |
| Габариты, мм | 905 × 703 × 1 960 |
| Страна производства | Россия |

Дисклеймер:

Уважаемые покупатели, производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления продавца, поэтому размещённые на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными.

Характеристики и внешний вид товара иногда могут отличаться от опубликованных. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.