

Вытяжной шкаф Теолаб ШВ-ЛВЖ-1100 КГ

Вытяжные шкафы



Ваша цена

Розница
123 900 руб.

Оптовая цена
118 944 руб.



В наличии

НДС не облагается

Описание

Вытяжной шкаф с отсеком для хранения ЛВЖ и столешницей из керамогранита Теолаб ШВ-ЛВЖ-1100 КГ

Теолаб ШВ-ЛВЖ-1100 КГ — специализированный однорамный вытяжной шкаф с керамогранитной столешницей и встроенным металлическим отсеком для безопасного хранения легковоспламеняющихся жидкостей (ЛВЖ). Шкаф обеспечивает надёжную защиту при работе с токсичными, горючими и летучими веществами, а также удобство и комфорт для лабораторных специалистов.

Рабочая зона закрывается подъёмной рамой с противовесом и освещается светодиодной лампой. Наличие двух розеток, одна из которых с заземлением, позволяет подключать лабораторное оборудование с максимальной нагрузкой до 1,5 кВт. Столешница из керамогранитной плитки устойчива к концентрированным кислотам, щелочам и органическим растворителям, а также выдерживает размещение нагревательных приборов.

Нижний отсек шкафа с двойными стенками и изоляционным воздушным пространством объёмом 57 л обеспечивает огнестойкость и защиту лаборатории от случайного разлива жидкостей. Дверцы отсека открываются на 180 градусов и оборудованы замком, который можно опломбировать.

Особенности

- Столешница из керамогранитной плитки, устойчивая к высоким температурам и агрессивным средам.
- Встроенный металлический отсек для хранения ЛВЖ с объёмом 57 л.
- Двойные стенки отсека с изоляцией для огнестойкости.
- Бортики на полках защищают лабораторию от проливов.
- Подъёмная рама с противовесом и освещение рабочей зоны светодиодной лампой.
- Две розетки, одна с заземлением, защита IP20.
- Регулируемые ножки позволяют устанавливать шкаф на неровном полу.
- Дверцы отсека открываются на 180 градусов и опломбированы.
- Компактные размеры подходят для небольших лабораторий.

Технические характеристики

Характеристика	Значение
Полная ширина шкафа	1 095 мм
Материал столешницы	Керамогранитная плитка
Объём нижнего отсека для хранения ЛВЖ	57 л
Максимальная нагрузка на полку	50 кг
Диаметр фланца для подключения к вентиляции	150 мм
Розетки	2 (одна с заземлением)
Защита розеток	IP20
Максимальная нагрузка на розетку	1,5 кВт
Размеры рабочей зоны (Ш × Г × В)	1 054 × 615 × 1 070 мм

Преимущества

Вытяжной шкаф Теолаб ШВ-ЛВЖ-1100 КГ предлагает множество преимуществ, которые делают его незаменимым оборудованием для безопасной работы с горючими и легковоспламеняющимися веществами в лабораториях:

- Специализированное решение для лабораторий с активной работой с ЛВЖ – обеспечивает безопасность персонала и защиту помещений.
- Подходит для небольших по размеру помещений – компактные габариты позволяют эффективно использовать пространство.
- Столешница из керамогранитной плитки – устойчива к высоким температурам, кислотам, щелочам и органическим растворителям; на ней можно безопасно располагать нагревательные плиты или лабораторные бани.
- Удобная рабочая высота – 85 см от пола, что обеспечивает комфортную работу стоя и соответствует стандартной кухонной высоте.
- Нижний металлический отсек с двойными стенками и изоляционным воздушным пространством – обеспечивает огнестойкость и безопасное хранение ЛВЖ объёмом 57 л.
- Регулируемые ножки – позволяют установить шкаф на неровной поверхности без потери устойчивости.
- Бортики на столешнице и полках защищают лабораторию от случайного пролива жидкостей.
- Дверцы нижнего отсека открываются на 180 градусов и снабжены замком, который можно опломбировать.
- Встроенные розетки с заземлением и защитой IP20 – удобство подключения лабораторного оборудования с нагрузкой до 1,5 кВт.
- Освещаемая рабочая зона с светодиодной лампой – комфортное и безопасное проведение лабораторных работ.

ШВ-ЛВЖ-1100 КГ – эффективное и надежное решение для современных лабораторий, обеспечивающее безопасность, долговечность и удобство в повседневной работе.

Характеристики

Параметр:	Показатель:
Бренд	КОРСА
Страна бренда	Россия
Ссылка на документы	https://tech.nv-lab.ru/links/RU-00010031628.pdf , https://tech.nv-lab.ru/links/DS-00010031628.pdf
Габариты, мм	1 095 × 703 × 1 960
Вес, кг	140
Страна производства	Россия

Дисклеймер:

Уважаемые покупатели, производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления продавца, поэтому размещённые на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными.

Характеристики и внешний вид товара иногда могут отличаться от опубликованных. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.