

## Вытяжной шкаф Теолаб ШВп-1600 КГ

Вытяжные шкафы



### Ваша цена

Розница  
**79 830 руб.**

Оптовая цена  
**76 637 руб.**



Под заказ

НДС не облагается

## Описание

### Вытяжной шкаф для муфельных печей Теолаб ШВп-1600 КГ

Вытяжной шкаф Теолаб ШВп-1600 КГ – однорамный лабораторный шкаф с керамогранитной столешницей и фартуком. Предназначен для безопасного размещения и работы с нагревательными приборами: муфельными печами, сушильными шкафами и лабораторными плитами.

Рабочая зона закрывается двумя подъёмными рамами с противовесом, обеспечивая удобный доступ к оборудованию. Высота поднятого стекла над шкафом составляет 510 мм, общая высота шкафа при поднятом стекле – 2 470 мм. Две зоны вытяжки – купол вытяжного бокса и уровень столешницы – обеспечивают эффективное удаление вредных паров.

Шкаф оборудован двумя розетками, одна из которых с заземлением, с максимальной нагрузкой 4 кВт, и диаметром фланца для подключения к вентиляционной системе 150 мм. Основание выполнено на цельносварном металлическом каркасе с порошковой окраской, ножки регулируются по высоте от 0 до 2 см, позволяя устанавливать шкаф на неровном полу.

Столешница и фартук из керамогранитной плитки обеспечивают устойчивость к высоким температурам, концентрированным кислотам, щелочам и органическим растворителям. Высота рабочей поверхности от пола – 85 см, что удобно для работы стоя.

### Особенности

- Однорамный вытяжной шкаф с керамогранитной столешницей и фартуком.
- Рабочая зона с подъёмными рамами и противовесом.
- Две зоны вытяжки для эффективного удаления вредных паров.
- Розетки с заземлением и максимальной нагрузкой 4 кВт.
- Основание на цельносварном металлическом каркасе с регулируемыми ножками.
- Высота рабочей поверхности 85 см, удобна для работы стоя.
- Керамогранитная столешница устойчива к высоким температурам и агрессивным химическим веществам.

### Технические характеристики

Характеристика	Значение
Материал столешницы	Керамогранитная плитка
Высота фартука	600 мм
Размеры рабочей зоны (Ш × Г × В)	1 555 × 710 × 1 073 мм
Диаметр фланца для вентиляции	150 мм
Розетки	2 (одна с заземлением)
Максимальная нагрузка на розетку	4 кВт

## Преимущества

Вытяжной шкаф Теолаб ШВп-1600 КГ обладает рядом преимуществ, которые делают его оптимальным выбором для лабораторий с высокими требованиями к безопасности и долговечности мебели:

- Бюджетное решение для лабораторий, которым важна надёжность и долговечность мебели.
- Подходит для размещения нескольких приборов одновременно.
- Керамогранитная плитка столешницы и фартука устойчива к высоким температурам и агрессивным химическим веществам, обеспечивая защиту рабочей зоны.
- Эргономичная высота рабочей поверхности 85 см позволяет удобно работать стоя.
- Две зоны вытяжки обеспечивают эффективное удаление вредных паров и газов при работе с нагревательными приборами.
- Регулируемые ножки позволяют установить шкаф даже на неровном полу.
- Надёжная конструкция с металлическим каркасом гарантирует долговечность и устойчивость.

ШВп-1600 КГ является практичным и универсальным решением для работы с муфельными печами, сушильными шкафами и другим высокотемпературным лабораторным оборудованием, сочетая безопасность, удобство и долговечность.

## Характеристики

Параметр:	Показатель:
Бренд	КОРСА
Страна бренда	Россия
Ссылка на документы	<a href="https://tech.nv-lab.ru/links/DS-00010031629.pdf">https://tech.nv-lab.ru/links/DS-00010031629.pdf</a> , <a href="https://tech.nv-lab.ru/links/RU-00010031629.pdf">https://tech.nv-lab.ru/links/RU-00010031629.pdf</a>
Габариты, мм	1 611 × 886 × 1 960
Страна производства	Россия

### Дисклеймер:

Уважаемые покупатели, производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления продавца, поэтому размещённые на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными.

Характеристики и внешний вид товара иногда могут отличаться от опубликованных. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.