

Ёмкость-контейнер для дезинфекции КРОНТ КДС-10

Контейнеры для дезинфекции



Ваша цена

Розница

1 980 руб.

Оптовая цена

1 907 руб.



В наличии

Области применения:

- Здравоохранение

НДС не облагается

Описание

Контейнер для дезинфекции КРОНТ КДС-10

Контейнер КРОНТ КДС-10 — полимерный контейнер с перфорированным поддоном и крышкой, предназначенный для предстерилизационной очистки, химической дезинфекции и стерилизации шприцев, термометров, шпателей, катетеров, одноразовых медицинских изделий, малого хирургического и гинекологического инструмента. Предназначен для оснащения кабинетов лечебно-профилактических учреждений, клинических и микробиологических лабораторий, аптек, а также для дезинфекционной обработки утилизируемых медицинских отходов.

Для полного погружения легковсплываемых изделий контейнер комплектуется утопителем. Форма и размер крышки разработаны с учётом эргономических требований. Ручки поддона и крышки имеют удобную форму для захвата. Конструкция контейнера обеспечивает лёгкое закрытие крышки и плотное прилегание, что сохраняет необходимую концентрацию рабочего раствора. Благодаря множеству сливных отверстий раствор стекает полностью и быстро. Отсутствуют острые кромки и места скопления грязи.

Контейнер изготовлен из ударопрочных, химически стойких, нетоксичных полимерных материалов, разрешённых к применению в медицинских изделиях, устойчивых к различным режимам паровой стерилизации (автоклавированию). Он выдерживает обработку любыми дезинфицирующими средствами, не окрашивается и не выделяет токсичных соединений при контакте с дезсредствами. Автоклавируется при температуре до 134 °С.

Использование контейнера обеспечивает безопасность работы медицинского персонала, позволяя проводить химическую дезинфекцию без прямого контакта с агрессивными растворами. Плотное прилегающая крышка предотвращает распространение вредных паров, а прочный корпус защищает от порезов и проколов острым инструментарием. Боковая поверхность поддона имеет градуировку объёма (2, 4, 6, 8, 10 л) для удобного контроля количества раствора.

Особенности

- Полимерный контейнер с перфорированным поддоном и крышкой.
- Комплектуется утопителем для полного погружения изделий.
- Эргономичные ручки поддона и крышки для удобного захвата.
- Плотное прилегание крышки обеспечивает сохранение концентрации рабочего раствора.
- Множество сливных отверстий для полного стекания раствора.
- Отсутствие острых кромок и мест скопления грязи.
- Ударопрочный, химически стойкий и нетоксичный материал.
- Градация объёма на поддоне: 2, 4, 6, 8, 10 л.
- Защита персонала от токсичности дезсредств и механических повреждений.

Технические характеристики

Характеристика	Значение
Рабочий объём	10 ± 1,6 л
Внутренние размеры поддона	290 × 200 × 160 мм ± 10
Нагрузка, выдерживаемая поддоном	6,0 кг

Материал	Ударопрочный, химически стойкий полимерный материал
Обработка	Любые разрешённые в РФ дезинфицирующие средства
Автоклавирование	Максимальная температура 134 °C
Цвет	Голубой / Белый
Срок службы	3 года

Преимущества

Контейнер КРОНТ КДС-10 предлагает ряд преимуществ, которые делают его незаменимым инструментом для безопасной и эффективной обработки медицинских изделий:

- Полимерный, ударопрочный корпус — обеспечивает долговечность и защиту от механических повреждений.
- Перфорированный поддон с утеплителем — позволяет полностью погружать изделия, включая легкоплавящиеся, обеспечивая равномерную дезинфекцию.
- Эргономичные ручки поддона и крышки — удобство при переноске и использовании в рабочих процессах.
- Плотное прилегание крышки — сохраняет концентрацию рабочего раствора и предотвращает распространение вредных паров.
- Множество сливных отверстий — ускоряет и обеспечивает полное стекание дезинфицирующего раствора.
- Градация объёма на поддоне (2, 4, 6, 8, 10 л) — удобный контроль количества раствора без дополнительных измерений.
- Химическая стойкость и нетоксичность материала — совместимость с любыми разрешёнными дезинфицирующими средствами и устойчивость к температурным режимам стерилизации до 134 °C.
- Защита персонала — предотвращает контакт с вредными растворами и минимизирует риск травм острым инструментом.
- Прозрачность материала — позволяет визуально контролировать процесс дезинфекции.
- Соответствие санитарным нормам и требованиям МУ-287-113 — обеспечивает безопасность и качество проведения процедур.

Контейнер КРОНТ КДС-10 является надёжным и эргономичным решением для предстерилизационной очистки, химической дезинфекции и стерилизации медицинских изделий в лечебно-профилактических учреждениях, лабораториях, аптеках и других медицинских помещениях.

Характеристики

Параметр:	Показатель:
Бренд	КРОНТ
Страна бренда	Россия
Отрасли	Для отделения стерилизации
Ссылка на документы	https://tech.nv-lab.ru/links/RU-00000034045.pdf
Габариты, мм	450 × 325 × 205
Вес, кг	2
Страна производства	Россия

Дисклеймер:

Уважаемые покупатели, производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления продавца, поэтому размещённые на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными.

Характеристики и внешний вид товара иногда могут отличаться от опубликованных. Мы стараемся поддерживать описание в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.